

RD 125



Mode d'emploi

FR

Manual de instrucciones

ES

Mode d'emploi

IT

Table des matières

1.	RD 125	4
1.1	Introduction	4
1.1.1	Usage conforme à la détermination de l'appareil.	4
1.1.2	Utilisation des symboles	4
1.2	Indications importantes.	5
1.3	Déballage	6
1.4	Connexion	6
1.5	Éléments de manipulation.	7
1.6	Fonction des éléments de manipulation	7
2.	Manipulation	8
3.	Beeper	8
4.	Concept de manipulation	9
5.	Maintenance	10
6.	Nettoyage	10
7.	Données techniques	10
8.	Diagramme de connexion	11
9.	Code d'erreur DEL	12

1. RD 125

1.1 Introduction

Lire le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non adéquate de l'appareil et le non respect des instructions d'utilisation.

1.1.1 Usage conforme à la détermination de l'appareil

Ce thermoréacteur est uniquement destiné au chauffage de tubes fermés de diamètre 16 mm.

Il est impératif de tenir le couvercle de protection fermé lors du démarrage du processus et de la période de chauffage.

La température à sélectionner et l'intervalle de temps dépendent du test en cuvette et sont indiqués dans les instructions d'analyse propres à ceux-ci. Il est impératif de bien respecter ces informations.

Les étiquettes fixées sur l'appareil attirent l'attention sur les dangers auxquels l'utilisateur s'expose lors de l'utilisation ou la maintenance. Ne pas enlever ces étiquettes et les remplacer si elles sont devenues illisibles.

1.1.2 Utilisation des symboles

Dans ce mode d'emploi, les symboles suivants ont été utilisés afin d'attirer l'attention sur un danger potentiel humain ou matériel et apporter des informations utiles :



DANGER ELECTRIQUE

Définit un danger potentiel pour l'utilisateur. Le non respect peut entraîner la mort ou des blessures très sévères.



ATTENTION !

Indique un danger matériel potentiel. Le non respect peut entraîner des dégâts importants de l'appareil.



IMPORTANT !

Donne des conseils d'utilisation et d'autres informations particulièrement précieuses.



ATTENTION !

Surface brûlante ! Ne pas toucher : danger de brûlure !

Lire le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.

1. RD 125

1.2 Indications importantes

Indications concernant le lieu d'installation de l'appareil

Le lieu d'installation de l'appareil ne doit être ni extrêmement chaud, ni froid, ni humide ou poussiéreux. La chaleur et le froid peuvent altérer les fonctions du thermoréacteur. L'humidité et la poussière peuvent provoquer une panne de l'appareil. Ne pas exposer le thermoréacteur à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs ou radiateurs d'appoint. L'appareil ne doit être exposé à des vibrations mécaniques ou à des coups.

Ne pas couvrir les fentes d'aération dessous et derrière l'appareil.



Indications concernant le raccordement au secteur

Utiliser uniquement un câble adapté pour votre pays.

La prise de courant doit se trouver à proximité directe et être aisément accessible.



Le thermoréacteur ne peut être complètement déconnecté du secteur qu'en retirant la fiche de la prise.

Indications de sécurité pour l'utilisation



Le câble ne doit pas être endommagé. Ne pas poser d'objet sur le câble et s'assurer que celui-ci n'est pas noué. Pour débrancher l'appareil, tirer sur la fiche mais jamais sur le câble. Un câble endommagé peut entraîner un danger d'incendie ou d'électrocution.

Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas couvertes. La circulation d'air dans le thermoréacteur est nécessaire pour éviter une surchauffe. L'altération de l'aération peut entraîner un incendie ou une panne de l'appareil.



N'ouvrez jamais le thermoréacteur par vous-même sous peine de vous exposer à une décharge électrique ou des dégâts humains. L'appareil ne peut être ouvert et entretenu que par un personnel qualifié.

Consignes de sécurité



Le bloc de chauffage peut atteindre une température de 150°C par programmation correspondante, et ce aussi bien durant la phase de chauffage (lorsque la DEL HEAT est allumée) que durant celle de refroidissement.

Durant cette période, le dessous de l'appareil peut être brûlant.

Ne pas toucher, danger de brûlure !

Les matériaux utilisés durant les manipulations doivent être résistants aux températures pouvant être atteintes par l'appareil.

Il est impératif de fermer le couvercle transparent lorsque les tests en cuvettes sont en cours de chauffage.

Nettoyage

Toujours retirer la fiche de la prise secteur avant de commencer les travaux de nettoyage. La plaque chauffante doit être froide. Utiliser un chiffon humide et des produits de nettoyage non inflammables et non corrosifs.

Dispositifs de protection

Les dispositifs de protection doivent être résistants aux températures pouvant être atteintes par l'appareil et aux matériaux et réactifs utilisés lors des travaux.

1. RD 125

1.3 Déballage

Retirer avec précaution le thermoréacteur de l'emballage et vérifier l'intégralité du contenu de livraison.

Gardez le carton original et les matériaux d'emballage au cas où vous devriez retourner l'appareil ou le transporter.

Nomenclature


Pièce		Nombre
1	Thermoréacteur RD 125	1
2	Câble de raccordement (version européenne)	1
3	Mode d'emploi	1

1.4 Connexion


A l'arrière du thermoréacteur se trouvent :

- interrupteur coulissant pour réglage de la tension
- fiche pour câble secteur
- Fusible 4 AT
- Interrupteur réseau (0/I)

L'appareil est équipé d'un interrupteur sélecteur pour 115 V / 230 V. Celui-ci se trouve à l'arrière de l'appareil. L'appareil ne peut être connecté au secteur par le câble de sécurité qu'après que la tension ait été réglée par l'interrupteur coulissant et l'interrupteur réseau soit en position « 0 ».



1.5 Eléments de manipulation



1.6 Fonction des éléments de manipulation

Touche de mise en marche/timer : en appuyant sur START, le compte à rebours est activé pour l'intervalle de temps réglé (après que la température à atteindre soit atteinte).

L'expiration de l'intervalle de temps est signalée par un signal acoustique (beeper, voir page 7) et le chauffage s'arrête automatiquement.

Touche chauffage : en appuyant sur la touche HEAT, le processus de chauffage pour la température sélectionnée est activé (après que l'appareil ait été mis en marche à l'aide de la touche I/O)

Touche de sélection de la température : en appuyant à plusieurs reprises sur la touche TEMP, vous pouvez sélectionner entre 100/120/150°C (faire défiler).

Touche temps (intervalle) : en appuyant à plusieurs reprises sur la touche TIME, vous pouvez sélectionner entre 30/60/120/ ∞ (min) (faire défiler).

2. Manipulation

Ce chapitre décrit l'utilisation pas à pas pour une application standard. La marche à suivre pour une application autre que l'application standard est décrite dans le tableau « concept de manipulation » (page 31).

L'appareil est mis en marche à l'aide de l'interrupteur à l'arrière de l'appareil (position I).

Après la mise en marche, l'appareil affiche automatiquement la dernière température et la dernière tension sélectionnées. Les DEL correspondant s'allument à l'avant de l'appareil. L'appareil ne chauffe pas directement après la mise en marche, pour cela il faut appuyer sur la touche HEAT. Après avoir appuyé sur la touche HEAT, la DEL HEAT s'allume.

Avant comme après avoir appuyé sur la touche HEAT, la température et le réglage du temps peuvent être modifiés. Pendant la période de chauffage, la DEL TEMP clignote et la DEL TIME s'allume en continu.

La température sélectionnée étant atteinte, la DEL TEMP ayant cligné jusqu'à s'allumer en continu.

Le compte à rebours commence en appuyant sur la touche START. Aussitôt que le compte à rebours commence, la DEL TIME passe de l'allumage en continu au clignotement. La période de chauffage sélectionnée passée, les DEL TIME et TEMP s'allument, tandis que le DEL HEAT s'éteint (le chauffage est désactivé).

3. Beeper

Sélection de la température ou du temps :	double beep court
Mettre le chauffage en marche (par touche HEAT) :	beep long (une fréquence)
Arrêt anticipé du chauffage :	beep long (une fréquence)
Température à atteindre est atteinte :	8 beeps courts (2 fréquences)
Mise en marche du timer (par touche start) :	beep long (une fréquence)
Compte à rebours écoulé :	16 beeps courts (2 fréquences)
Touche non valide appuyée (ex : Touche start lorsque le chauffage n'est pas terminé :	beep court (une fréquence)
Erreur fatale, l'appareil s'est éteint utomatiquement	les DEL affichent message d'erreur (voir pages 12/13) beep continu (2 fréquences) jusqu'à la mise hors service.

4. Concept de manipulation

Après la mise en marche à l'aide de l'interrupteur réseau à l'arrière de l'appareil, celui-ci ne chauffe pas. Pour cela, appuyer sur la touche HEAT (état 1).
Après la phase de chauffage, le compte à rebours se met en marche seulement après avoir appuyé sur la touche START (état 3).

Etat	DEL-HEAT	DEL Temp.	DEL Time	Touche HEAT	Touche START	Touche Temp./Time	Chauffage	Etat suivant
1. Attend la touche HEAT	Eteint	Allumé (valeur à atteindre sélectionnée en dernier)	Allumé (temps sélectionné en dernier)	Appuyer => Etat 2	Ignorer	Réglage possible	Eteint	Si touche HEAT appuyée : état 2
2. Chauffage	Allumé	Cilignote	En continu	Appuyer => Etat 1	Ignorer	Réglage possible	Laisser chauffer ou refroidir	Si température à atteindre est atteinte : état 3
3. Attend la touche START	Allumé	En continu	En continu	Appuyer => état 1	Si t n'est pas = ∞: démarrage possible	Réglage possible	Tenir la température	Si Start appuyé : Etat 4 (t=∞)
					Si t = ∞: Ignorer			Après changement de la température à attendre : Etat 2
4. Temps s'écoule	Allumé	En continu	Cilignote	Appuyer => Etat 1	Ignorer	Ignorer	Tenir la température	Si trop éloigné de température à attendre : Etat 2
DEL HEAT : allumé signifie : chauffer ou tenir température (si température supérieure à température à atteindre : laisser refroidir) Eteint signifie : ne pas chauffer								Quand temps écoulé : état 1

DEL temp. : Cilignotement signifie : valeur à atteindre pas atteinte, chauffage (ou refroidissement) en cours
Allumé signifie : en combinaison avec la DEL HEAT allumée : valeur atteinte et tenue
En combinaison avec la DEL HEAT éteinte : affiche seulement la valeur à atteindre, la valeur nominale peut être autre.

DEL time : cilignotement signifie : compte à rebours en cours
Allumé signifie : compte à rebours n'est pas encore ou plus en cours.

5. Maintenance

Le réacteur est équipé d'un fusible 4-A. Celui-ci se trouve à l'arrière, en dessous de l'interrupteur réseau.

Si vous deviez changer le fusible, d'abord débrancher le réacteur du secteur (retirer la fiche de la prise) et desserrer le porte-fusible avec un outil adapté.

6. Nettoyage

Débrancher le réacteur du secteur (retirer la fiche de la prise). Commencer les travaux de maintenance seulement après que le réacteur ait totalement refroidi.

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide et des détergents non inflammables, non agressifs et non abrasifs.

ATTENTION :




Pour le cas où une ou plusieurs cuvettes et /ou leur contenu s'est échappé, la collecte du verre des cuvettes et de leur contenu doit s'effectuer selon les instructions indiquées dans la fiche de sécurité correspondante (chapitre 6 et /ou 13).

Un réacteur contaminé ne doit pas être utilisé et doit être retourné au fabricant ou un centre de maintenance autorisé pour échange de la plaque chauffante.

7. Données techniques

Connexion secteur	V/Hz	230 / 50-60 ou 115 / 50-60 (par interrupteur coulissant)
Puissance	W	550
Dimensions	mm	248 x 219 x 171
Poids	kg	3,9
Matériau		Boîtier supérieur/inférieur: ABS Boîtier intérieur: PBT Grille protectrice: PPS Couvercle transparent: PC Bloc chauffant: Aluminium
Nombre de cuvettes		24 emplacements,
Bloc aluminium		Diamètre 16,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Sélection de la température	°C	100 / 120 /150
Contrôle de la température		Pt100 classe A
Stabilité de la température à Pt100		$\pm$ 1
Intervalle de temps	min	30 / 60 / 120 / et illimité (∞)
Rapidité de chauffage (20°C --> 150°C)	min	12
Pilotage		microprocesseur
Protection contre surchauffe	°C	au thermobloc à 190
Beeper (piezo Summer)	dB	max. 88
Conditions ambiantes	°C	10 – 40
Humidité relative	%	max. 85

8. Diagramme de connexion



9. Code d'erreur DEL

N° erreur	Erreur	Causes possibles	DEL temp.	DEL 30 min.	DEL 60 min.	DEL 120 min.	DEL ∞	Signal
1	Fréquence secteur	Fréquence secteur inférieure à 50 Hz ou supérieure à 60 Hz Erreur sur platine	Allumé	Eteint	Eteint	Eteint	Allumé	oui
2	Réaction de la sécurité	Erreur sur platine	Allumé	Eteint	Eteint	Allumé	Eteint	oui
3	Erreur ADC	Erreur sur platine	Allumé	Eteint	Eteint	Allumé	Allumé	oui
4	Rupture de câble	Connexion interne incomplète	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint	Eteint	oui
5	Problème de chauffage	Pt100 pas bien fixé au bloc aluminium ; Court-circuit du Pt100 ; Puissance de chauffage réduite ou pas de puissance de chauffage	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint	Allumé	oui
6	Valeur inférieure de référence hors tolérance	Erreur sur platine	Allumé	Eteint	Allumé	Allumé	Eteint	oui
7	Valeur supérieure de référence hors tolérance	Erreur sur platine	Allumé	Eteint	Allumé	Allumé	Allumé	oui
8	Température trop élevée	Alimentation de Pt100 interrompue Erreur sur platine	Allumé	Allumé	Eteint	Eteint	Eteint	oui
9	Chute du programme	Interférence EMV	100° allumé 120° éteint 150° allumé	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint	non
10	Surchauffe sur platine	Appareil en surchauffe	Allumé	Allumé	Allumé	Eteint	Eteint	oui

Contenido

1.	RD 125	16
1.1	Introducción	16
1.1.1	Uso conforme a lo prescrito	16
1.1.2	Utilización de los símbolos	16
1.2	Indicaciones importantes	17
1.3	Desempaquetar	18
1.4	Conexión	18
1.5	Elementos de mando	19
1.6	Función de los elementos de mando	19
2.	Manejo	20
3.	Localizador	20
4.	Concepto de manejo	21
5.	Mantenimiento.	22
6.	Limpieza	22
7.	Datos técnicos	22
8.	Esquema funcional	23
9.	Código de errores LED	24

1. RD 125

1.1 Introducción

Lea el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el dispositivo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso impropio del dispositivo y el incumplimiento de las instrucciones para el servicio.

1.1.1 Uso conforme a lo previsto

El reactor térmico se podrá utilizar exclusivamente para el calentamiento de tubitos de cubetas-test cerrados de 16-mm-Ø.

Básicamente, cuando se inicia el proceso de calentamiento y durante el período de calefacción se deberá mantener cerrada la cubierta protectora.

La temperatura a seleccionar y el correspondiente intervalo de tiempo, son dependientes de los cubetas-test y se indican en la especificación analítica pertinente del cubetas-test. Se deberá prestar sin falta atención al cumplimiento de estas especificaciones.

Los letreros puestos en el dispositivo, indican los peligros a los que está expuesto el usuario durante el funcionamiento o en los trabajos de mantenimiento. Las etiquetas no se deben quitar, y en caso de haberse vuelto ilegibles, deberán ser reemplazadas por otras nuevas.

1.1.2 Utilización de los símbolos

En este manual han sido utilizados los siguientes símbolos para indicar un posible peligro para las personas, daños materiales o informaciones de utilidad:



¡PELIGRO CON ELECTRICIDAD!

Indica un posible riesgo para el usuario. En caso de inobservancia, puede ocasionar la muerte o se pueden producir lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Indica un posible riesgo de daños materiales. En caso de inobservancia, los dispositivos podrán verse seriamente dañados.



¡IMPORTANTE!

Indica consejos para la utilización y otras informaciones especialmente útiles.



¡ATENCIÓN!

¡Superficie caliente! No tocar: ¡Peligro de quemaduras!

Lea el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el dispositivo.

1. RD 125

1.2 Indicaciones importantes

Indicaciones acerca del lugar de instalación

El lugar de instalación no deberá ser extremadamente caluroso ni frío, tampoco húmedo ni expuesto al polvo. El calor y el frío pueden afectar la capacidad de funcionamiento del reactor térmico. La humedad y el polvo pueden conducir a un deterioro del reactor térmico.

No ponga el reactor térmico en las inmediaciones de fuentes de calor tales como aparatos de calefacción o radiadores. Además, el dispositivo no podrá estar expuesto ni a vibraciones mecánicas ni a golpes. Las ranuras de ventilación existentes en la parte inferior y trasera del dispositivo no deberán estar cubiertas.



Indicaciones para la conexión a la red

Utilice exclusivamente el cable de alimentación adecuado para su país.

El enchufe de toma de corriente deberá estar directamente en la cercanía y tiene que ser de fácil acceso. El reactor térmico puede ser completamente separado de la red únicamente tirándolo del enchufe de toma de corriente.



Informaciones de seguridad para el funcionamiento

El cable de alimentación no deberá ser dañado. No coloque objetos sobre el cable de alimentación de red y asegúrese de que no haya nudos en el cable. Para desconectar el cable, tire siempre del enchufe y jamás del cable mismo. Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

Preste atención en que las ranuras de ventilación no estén cubiertas. La circulación del aire en el reactor térmico es necesaria para evitar un sobrecalentamiento. Si se ve contrarrestada, se puede provocar un incendio o una interrupción del funcionamiento del reactor térmico.



No abra jamás usted mismo el reactor térmico. Caso contrario, existe el peligro de una descarga eléctrica u otros daños a personas. El reactor térmico podrá ser abierto y mantenido solamente por personal especializado.



Reglamentos de seguridad

El bloque de calentamiento puede alcanzar una temperatura de 150 °C con la programación adecuada, tanto durante la fase de calentamiento (cuando se ilumina el LED HEAT) como también durante la fase de enfriamiento.

¡Durante este tiempo la parte inferior del dispositivo puede calentarse! ¡No tocar, peligro de quemadura!

Con las temperaturas que son alcanzadas por el dispositivo, los materiales utilizados en los trabajos deberán ser resistentes. Cuando los cubetas-test tengan que ser calentados, por favor, cierre sin falta la tapa transparente.

Limpieza

Antes de iniciar los trabajos de limpieza, desconecte siempre el enchufe de la red. La placa de calentamiento deberá estar fría al realizar los trabajos de limpieza. La limpieza deberá realizarse con un paño húmedo y no con productos de limpieza inflamables ni corrosivos.

Dispositivos de protección

Los dispositivos de protección deberán ser resistentes a las temperaturas alcanzadas por el aparato y los materiales y reactivos utilizados en los trabajos.

1. RD 125

1.3 Desempaquetar

Levante cuidadosamente el reactor térmico del embalaje y compruebe si van contenidos todos los accesorios.

Guarde la caja original y el material de embalaje por si necesita enviar el reactor o transportarlo a otro lugar.

Lista de piezas


Pieza		Cantidad
1	Reactor térmico RD 125	1
2	Cable de alimentación de la red (Versión Europa)	1
3	Manual de instrucciones	1

1.4 Conexión


En la parte trasera de reactor térmico se encuentra:

- Conmutador deslizable para tensión de alimentación
- Enchufe para cable de alimentación
- Piloto-fusible 4 AT
- Conmutador de alimentación de la red (0/I)

El dispositivo está equipado con un conmutador selector para 115 V / 230 V. Este se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Recién cuando la tensión de alimentación existente en el conmutador deslizable ha sido regulada correctamente y el conmutador de alimentación se encuentra en la posición "0", se podrá conectar el dispositivo a la red mediante el cable previsto con conductor protector.



1.5 Elementos de mando



1.6 Función de los elementos de mando

Tecla de inicio / temporizador: Con la tecla „INICIO“ (START) (después de haber sido alcanzada la temperatura nominal) se activará la medición de tiempo (Count-down) para el intervalo de tiempo regulado. El término del intervalo de tiempo será anunciada con señal acústica (Localizador (Beeper), véase pág. 7) y la calefacción se apagará automáticamente.

Tecla de calentamiento: Con la tecla “HEAT” (CALOR) (después de haber sido encendido el dispositivo con el interruptor principal I/O) se activará el proceso de calentamiento para la temperatura nominal regulada.

Tecla de selección de temperatura: Pulsando repetidamente la tecla “TEMP” se seleccionará la temperatura nominal entre 100/120/150°C (por desplazamiento/ Scrollen).

Tecla de selección de tiempo: Pulsando repetidamente la tecla “TIME” se seleccionará entre los intervalos de tiempo 30/60/120/∞ (min) (por desplazamiento/Scrollen).

2. Manejo

En este capítulo será descrito paso a paso el manejo para una aplicación estándar. Las formas de proceder que difieran de la aplicación estándar serán descritas en la tabla “Concepto de manejo” (página 9).

El dispositivo se enciende con el conmutador de alimentación ubicado en la parte posterior (posición I). Después de haberlo encendido, el dispositivo muestra automáticamente la última temperatura regulada y el último intervalo de tiempo seleccionado. Se iluminan los LEDs correspondientes en la placa frontal. Después de haber encendido con el conmutador de alimentación el dispositivo todavía no calienta, para ello será necesario pulsar la tecla “HEAT” (CALOR). Después de haber pulsado la tecla “HEAT” (CALOR) parpadea el LED Heat.

Los ajustes de temperatura y tiempo se podrán modificar antes y después de haber pulsado la tecla “HEAT” (CALOR). Durante la fase de calentamiento parpadea el LED de temperatura, el LED de tiempo queda constantemente iluminado.

Cuando se ha alcanzado la temperatura nominal regulada, el LED de temperatura que parpadea cambia a iluminación constante.

Después de haber pulsado la tecla de inicio “START”, el temporizador (Timer) comienza la medición del tiempo de acuerdo con el valor ajustado. Tan pronto como se ha iniciado la medición del tiempo, el LED de tiempo cambia de iluminación constante a parpadeo. Cuando ha expirado el intervalo de tiempo regulado, se iluminan los LED de tiempo y de temperatura, mientras que el LED de calor (heat) está apagado (la calefacción se encuentra apagada).

3. Localizador

Seguir conectando temperatura o tiempo:	Doble tono corto (dos frecuencias)
Conectar calefacción (por tecla Heat):	Tono largo (una frecuencia)
Desconectar antes de tiempo la calefacción (por tecla Heat):	Tono largo (una frecuencia)
Ha sido alcanzado el valor nominal de temperatura:	Tono corto se repite ocho veces (dos frecuencias)
Inicio del temporizador (por tecla Inicio):	Tono largo (una frecuencia)
El tiempo del Timer ha transcurrido:	tono corto se repite dieciséis veces (dos frecuencias)
Se ha presionado en este momento una tecla no válida (p.ej. tecla de inicio cuando el calentamiento aún no ha terminado):	Tono corto simple (una frecuencia)
Error fatal, El dispositivo se ha desconectado automáticamente	Los LEDs indican el código de error (véase páginas 12/13) tono continuo prolongado (dos frecuencias), hasta que el dispositivo haya sido desconectado mediante el conmutador de alimentación.

4. Concepto de manejo

Después de encender el dispositivo con el conmutador de alimentación de la parte posterior, el dispositivo no calienta, para ello debe presionarse la tecla HEAT: (Estado 1) Después de la fase de calentamiento, la medición del tiempo preestablecido se iniciará recién después de presionar la tecla de inicio (START), (Estado 3)

Estado	LED Heat	LED temp.	LED tiempo	Tecla de calentamiento	Tecla de inicio	Tecla de temp./ tiempo	Calefacción	Próximo estado
1. Espera a tecla de calentam. HEAT	Apagado	Encendido (último valor nominal seleccionado)	Encendido (último tiempo seleccionado)	Presionar => Estado 2	Ignorar	Es posible regular	Apagado	Cuando está presionada tecla HEAT: Estado 2
2. Calentar	Encendido	Parpadea	Prolongado	Presionar => Estado 1	Ignorar	Es posible regular	Dejar calentar o enfriar	Cuando se alcanza temperatura nominal: Estado 3
3. Espera a tecla de inicio START	Encendido	Prolongado	Prolongado	Presionar => Estado 1	Si no t=∞: Inicio posible	Es posible regular	Mantener temperatura	Cuando está presionada Inicio: Estado 4
					Si t=∞: ignorar			Después de cambiar temperatura nominal: Estado 2
4. Transcurre el tiempo	Encendido	Prolongado	Parpadea	Presionar => Estado 1	Ignorar	Ignorar	Mantener temperatura	Si está muy lejos de temperatura nominal: Estado 2
								Cuando el tiempo ha transcurrido: Estado 1

LED Heat encendido significa: calentar o mantener la temperatura (cuando la temperatura esté sobre el valor nominal, dejar enfriar)
apagado significa: no calentar

LED temp. parpadeo significa: El valor nominal no ha sido alcanzado, transcurre el calentamiento (o enfriamiento)
encendido significa: En relación con el LED Heat encendido: El valor nominal ha sido alcanzado y se mantiene en relación con el LED Heat apagado: muestra sólo en valor nominal, el valor real puede ser diferente

LED de tiempo parpadeo significa: Funciona el temporizador
encendido significa: El temporizador (Timer) todavía no funciona o dejó de funcionar

5. Mantenimiento

El reactor está asegurado con un fusible de acción lenta de 4 amperes. Éste se encuentra en la parte posterior debajo del conmutador de alimentación.

Si fuera necesario cambiar el fusible, el reactor tendrá que ser previamente separado de la red (tirar el enchufe de la toma de alimentación) y luego soltar el soporte del fusible del dispositivo de retención con una herramienta adecuada.

6. Limpieza

El reactor deberá ser separado de la red (retirar el enchufe de la toma de alimentación de corriente). Llevar a cabo los trabajos de limpieza, recién después que el reactor térmico se haya enfriado completamente. Para la limpieza es adecuado un paño húmedo con detergente no inflamable, no agresivo ni corrosivo y sin abrasivos.

ATENCIÓN:




En caso de que en el bloque de calentamiento exploten una o más cubetas y/o se haya derramado accidentalmente su contenido, se deberá realizar la eliminación segura del vidrio de las cubetas y su contenido de acuerdo con las especificaciones pertinentes de la hoja de datos de seguridad (capítulo 6 y/o 13).

Un reactor contaminado no podrá seguir siendo utilizado y deberá ser enviado al fabricante o a un servicio técnico autorizado para la sustitución del bloque de aluminio.

7. Datos técnicos

Conexión a la red	V/Hz	230 / 50-60 o 115 / 50-60 (mediante conmutador selector)
Potencia absorbida	W	550
Dimensiones	mm	248 x 219 x 171
Peso	kg	3,9
Materiales		Caja parte superior/ inferior: ABS Caja interior: PBT Rejilla protectora: PPS Tapa transparente: PC Bloque de calentamiento: Aluminio
Alojamiento de cubetas		24 perforaciones
Bloque de aluminio		Diámetro 16,2 mm ± 0,2 mm
Selección de temperatura	°C	100 / 120 /150
Control de temperatura		Clase A Pt100
Estabilidad de temperatura a Pt100		± 1
Intervalos de tiempo	min	30 / 60 / 120 / e ilimitado (∞)
Velocidad de calentamiento		12
(20°C --> 150°C)	min	
Control		microprocesador
Protección contra sobrecalentamiento	°C	en el bloque térmico a 190
Localizador, Beeper (Piezo Summer)	dB	máx. 88
Condiciones ambientales	°C	10 – 40
Temperatura		
Humedad relativa	%	máx. 85

8. Esquema eléctrico funcional



9. Código de errores LED

N° de error	Error	Posibles causas	LED temp.	LED 30 min.	LED 60 min.	LED 120 min.	LED ∞	Tono acústico Alarma permanente
1	Frecuencia de red	Frecuencia de red bajo 50Hz o sobre 60Hz; error en la placa	encendido	apagado	apagado	apagado	encendido	sí
2	Activación del circuito de protección	Error en la placa	encendido	apagado	apagado	encendido	apagado	sí
3	Error ADC	Error en la placa	encendido	apagado	apagado	encendido	encendido	sí
4	Rotura de cable	Interrupción línea de alimentación hacia Pt100; cambio muy brusco de temperatura	encendido	apagado	encendido	apagado	apagado	sí
5	Tiempo de cierre en el calentamiento	Pt100 no está bien conectado con el bloque de aluminio; cortocircuito del Pt100; reducción o ausencia de capacidad de calefacción	encendido	apagado	encendido	apagado	encendido	sí
6	Valor de referencia inferior fuera de la tolerancia	Error en la placa	encendido	apagado	encendido	encendido	apagado	sí
7	Valor de referencia superior fuera de la tolerancia	Error en la placa	encendido	apagado	encendido	encendido	encendido	sí
8	Medición de temperatura en el límite superior	Irrelevante interferencia EMC desde el exterior (HF, radiotransmisión etc.)	encendido	encendido	apagado	apagado	apagado	sí
9	Caída del programa	Relevante interferencia EMC desde el exterior (HF, radiotransmisión etc.)	100° encendido 120° apagado 150° encendido	encendido	apagado	encendido	apagado	no
10	Exceso de temperatura en la placa	Dispositivo sobrecalentado	encendido	encendido	encendido	apagado	apagado	sí

Indice

1.	RD 125	28
1.1	Introduzione	28
1.1.1	Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	28
1.1.2	Utilizzo dei simboli.	28
1.2	Note importanti.	29
1.3	Apertura della confezione	29
1.4	Allacciamento	29
1.5	Elementi di comando	31
1.6	Funzionamento degli elementi di comando	31
2.	Utilizzo	32
3.	Segnalatore acustico	32
4.	Principi di funzionamento	33
5.	Manutenzione.	34
6.	Pulizia	34
7.	Dati tecnici	34
8.	Schemi elettrici blocchi.	35
9.	Codici errore LED	36

1. RD 125

1.1 Introduzione

Prima di iniziare ad utilizzare lo strumento, leggere le istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo non conforme dello strumento e/o di mancato rispetto delle disposizioni inerenti al funzionamento

1.1.1 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il termoreattore può essere utilizzato esclusivamente per il riscaldamento di provette chiuse Ø 16 mm.

In linea di principio, all'avvio del processo di riscaldamento e durante tutta la fase di riscaldamento il coperchio di protezione deve rimanere chiuso.

La temperatura da selezionare e l'intervallo di tempo corrispondente dipendono dal test e devono essere riportati nelle indicazioni per l'analisi relative al test in cuvetta. E' assolutamente obbligatorio il rispetto di tali indicazioni.

Le targhette presenti sullo strumento segnalano i pericoli cui è esposto l'operatore durante l'utilizzo o nel corso degli interventi di manutenzione. Le etichette non dovranno essere rimosse, ma sostituite con nuove qualora divengano illeggibili

1.1.2 Utilizzo dei simboli



Nelle presenti istruzioni per l'uso sono stati impiegati i seguenti simboli per segnalare possibili pericoli per cose o persone, e fornire informazioni utili:



PERICOLO ELETTRICO!

Segnala un possibile pericolo per l'operatore. Il mancato rispetto può provocare la morte o lesioni gravissime.



ATTENZIONE!

Segnala possibili danni alle cose. Il mancato rispetto può danneggiare seriamente lo strumento.



IMPORTANTE!

Segnala consigli per l'utilizzo ed altre informazioni di particolare rilevanza.

ATTENZIONE!

Superficie calda! Non toccare: Pericolo di ustioni!

Prima di iniziare ad utilizzare lo strumento, leggere le istruzioni per l'uso.

1. RD 125

1.2 Note importanti

Note per il luogo di installazione

Il luogo di installazione non deve essere né estremamente freddo né estremamente caldo, né polveroso. Il caldo e il freddo possono compromettere il funzionamento del termoreattore. L'umidità e la polvere possono provocare danni al termoreattore.

Non posizionare il termoreattore nelle immediate vicinanze di fonti di calore come radiatori. Lo strumento non deve essere inoltre esposto a vibrazioni meccaniche né ad urti.

Non coprire le feritoie di ventilazione situate sulla parte superiore e su quella posteriore dello strumento.



Indicazioni per l'allacciamento alla rete elettrica

Utilizzare esclusivamente il cavo di rete idoneo per il Paese in cui viene impiegato.



La presa di rete deve trovarsi nelle immediate vicinanze ed essere facilmente accessibile. Il termoreattore può essere staccato dalla rete elettrica tirando la spina dalla presa.



Indicazioni di sicurezza per l'utilizzo

Non danneggiare il cavo. Non posizionare oggetti sul cavo e accertarsi che non siano presenti nodi. Per togliere tensione, tirare sempre la spina senza agire direttamente sul cavo, che se danneggiato può essere causa di incendi e scosse elettriche.

Verificare che le feritoie di ventilazione non siano coperte. La circolazione dell'aria all'interno del termoreattore è indispensabile per evitare il surriscaldamento; qualora venisse compromessa potrebbero verificarsi incendi o guasti del termoreattore.



Non aprire il termoreattore. Rischio di scosse elettriche o di danni a persone. L'apertura e la manutenzione del termoreattore possono essere affidate esclusivamente a personale specializzato.



Disposizioni di sicurezza

Con idonea programmazione il blocco riscaldante può raggiungere una temperatura di 150 °C sia durante la fase di riscaldamento (se è acceso il LED HEAT) che durante la fase di raffreddamento.

Durante questo periodo il retro dello strumento può essere molto caldo! Non toccare, pericolo di ustioni! I materiali utilizzati per le varie operazioni devono essere resistenti alle temperature che può raggiungere lo strumento.

Chiudere assolutamente il coperchio trasparente se le cuvette vengono riscaldate nello strumento.

Pulizia

Prima di procedere con le operazioni di pulizia staccare sempre la spina. La piastra di riscaldamento deve essere fredda. Pulire con un panno umido, utilizzando detergenti non infiammabili e non aggressivi.

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza devono essere resistenti alle temperature raggiunte dallo strumento ed ai materiali e reagenti utilizzati durante le operazioni.

1. RD 125

1.3 Apertura della confezione

Sollevarlo con cautela il termoreattore dall'imballo e verificare che sia completo di tutti gli accessori.

Conservare il cartone originale e il materiale per l'imballaggio qualora sia necessario spedire o altrimenti trasportare il reattore.

Lista pezzi


Parte		Numero
1	Termoreattore RD 125	1
2	Cavo di rete (versione europea)	1
3	Istruzioni per l'uso	1

1.4 Allacciamento


Sul retro del termoreattore si trovano:

- interruttore a cursore per l'alimentazione
- spina per il cavo di rete
- fusibile 4A ritardato
- interruttore on/off (0/I)

Lo strumento è dotato di un selettore per 115 V / 230 V posizionato sul retro. Lo strumento potrà essere collegato alla rete elettrica mediante il cavo dotato di conduttore di protezione solo se la tensione presente è correttamente impostata sull'interruttore a cursore e l'interruttore on/off è nella posizione "0".



1.5 Elementi di comando



1.6 Funzionamento degli elementi di comando

Tasto Start / Timer: Con il tasto “START” viene attivato (dopo aver raggiunto la temperatura nominale) il conto alla rovescia (Countdown) per l’intervallo di tempo impostato. Il termine dell’intervallo di tempo viene segnalato acusticamente (segnalatore acustico, vd. pag. 7) e il riscaldamento viene automaticamente spento.

Tasto riscaldamento: Con il tasto “START” (dopo aver acceso lo strumento con l’interruttore principale I/O) viene avviato il processo di riscaldamento per la temperatura nominale impostata.

Tasto selezione temperatura: Premendo ripetutamente il tasto “TEMP” si visualizzano le varie temperature nominali 100/120/150°C (scroll).

Tasto selezione tempo: Premendo ripetutamente il tasto “TIME” è possibile scegliere fra i vari intervalli di tempo 30/60/120/∞ (min) (scroll).

2. Utilizzo

In questo capitolo verrà descritto passo passo l'utilizzo per un'applicazione standard. Eventuali procedure differenti vengono descritte nella tabella "Principi di funzionamento" (pagina 9).

Lo strumento viene acceso con l'interruttore principale posto sul retro (posizione I). Una volta acceso, lo strumento indica automaticamente l'ultima temperatura impostata e l'ultimo intervallo selezionato. I LED corrispondenti sul lato frontale si illuminano. Dopo l'attivazione dell'interruttore principale lo strumento non si riscalda ancora, ma a tale scopo è necessario premere il tasto "HEAT". Dopo aver premuto il tasto "HEAT" il LED Heat lampeggia.

Prima e dopo aver premuto il tasto "HEAT", è possibile modificare l'impostazione della temperatura e della durata. Durante la fase di riscaldamento, il LED della temperatura lampeggia e il LED del tempo rimane acceso fisso.

Una volta raggiunta la temperatura nominale impostata, il LED della temperatura lampeggiante diviene fisso.

Dopo aver premuto il tasto "START" il timer inizia il conto alla rovescia in base al valore impostato. Non appena inizia il conto alla rovescia, il LED del tempo inizia a lampeggiare. Quando l'intervallo impostato termina, i LED del tempo e della temperatura si accendono, mentre il LED Heat rimane spento (il riscaldamento è spento).

3. Segnalatore acustico

Modifica temperatura o tempo:	doppio bip breve (due frequenze)
Azionamento riscaldamento (con tasto Heat):	bip lungo (una frequenza)
Disattivazione anticipata riscaldamento (con tasto Heat):	bip lungo (una frequenza)
Valore nominale temperatura raggiunto:	bip corto per 8 volte (due frequenze)
Avvio del timer (con tasto Start):	bip lungo (una frequenza)
Timer terminato:	bip breve per 16 volte (due frequenze)
Tasto al momento non valido (es. tasto Start se il riscaldamento non è stato ancora completato)	bip semplice breve (una frequenza)
Errore fatale, spegnimento automatico dello strumento:	i LED mostrano il codice errore (vedi pag. 12/13) bip lungo continuo (due frequenze), finché lo strumento non viene spento mediante l'interruttore on/off.

4. Principi di funzionamento

Dopo l'accensione con l'interruttore principale posto sul retro, lo strumento non si riscalda; a tale scopo è necessario premere il tasto HEAT. (Stato 1)
Dopo la fase di riscaldamento il conto alla rovescia preimpostato inizia solo dopo aver premuto il tasto START. (Stato 3).

Stato	LED Heat	LED Temp	LED Time	Tasto Heat	Tasto Start	Tasto Temp/ Time	Riscalda- mento	Stato successivo
1. Attesa tasto HEAT	Spento	Acceso (ultimo valore selezionato)	Acceso (ultimo tempo selezionato)	Premere => Stato 2	Ignora	Impostazione possibile	Spento	Se premuto il tasto HEAT: Stato 2
2. Riscaldamento	Acceso	Flashing	Acceso fisso	Premere => Stato 1	Ignora	Impostazione possibile	Far riscaldare o raffreddare	Se raggiunta temperatura nominale Stato 3
3. Attesa tasto START	Acceso	Acceso fisso	Acceso fisso	Premere => Stato 1	Se non t= ∞ : Avvio possibile	Impostazione possibile	Temperature- controlled for stability of the selected temperature	Se premuto Start: Stato 4
					Se t= ∞ : Ignora			Dopo la modifica della temperatura nominale: Stato 2
4. Il tempo decorre	Acceso	Acceso	Lampeggi- ante	Premere => Stato 1	Ignora	Ignora	Manteni- mento della temperatura	Se trascorso il tempo: Stato 1

LED Heat acceso significa: riscaldamento o mantenimento della temperatura (se la temperatura è superiore al valore nominale far raffreddare) niente riscaldamento

LED Temp spento significa: valore nominale non raggiunto, riscaldamento (o raffreddamento) azionato

LED tempo acceso significa: in combinazione con il LED Heat acceso: il valore nominale è stato raggiunto e viene mantenuto

LED tempo lampeggiante significa: in combinazione con il LED Heat spento: mostra solo il valore nominale, il valore effettivo può essere differente

LED tempo acceso significa: Il timer è attivo

LED tempo acceso significa: Timer non ancora o non più in funzione

5. Manutenzione

Il reattore è dotato di un fusibile 4A ritardato, posizionato sul retro sotto l'interruttore principale.

Qualora sia necessario sostituire il fusibile, deve essere anzitutto tolta la tensione dal reattore (estrarre la spina dalla presa) e quindi allentato il portafusibile con un idoneo utensile per sbloccarlo

6. Pulizia

Togliere tensione dal reattore (estraendo la spina dalla presa). Procedere con le operazioni di pulizia quando il termoreattore si è completamente raffreddato. Per la pulizia utilizzare un panno umido, con detergenti non infiammabili, non aggressivi e privi di agenti abrasivi.

ATTENZIONE:




Qualora all'interno del blocco riscaldante una o più cuvette scoppino e/o fuoriesca il contenuto delle cuvette involontariamente, è necessario provvedere allo smaltimento sicuro del vetro e del contenuto delle cuvette in conformità a quanto indicato nei dati tecnici di sicurezza (capitolo 6 e/o 13).

Un reattore contaminato non può essere utilizzato e deve essere spedito al produttore o ad un centro di assistenza autorizzato per la sostituzione del blocco in alluminio.

7. Dati tecnici

Allacciamento alla rete elettrica	V/Hz	230 / 50-60 oppure 115 / 50-60 mediante il selettore
Potenza assorbita	W	550
Dimensioni	mm	248 x 219 x 171
Peso	kg	3.9
Materiali		Esterno parte superiore/inferiore: ABS Interno: PBT Griglia di protezione: PPS Coperchio trasparente: PC Blocco riscaldante: Alluminio
Alloggio cuvette		24 fori
Blocco alluminio		Diametro 16,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Selezione temperatura	°C	100 / 120 /150
Controllo temp		Pt100 Classe A
Stabilità della temperatura a Pt100	°C	$\pm$ 1
Intervallo di tempo	min	30 / 60 / 120 / e illimitato (∞)
Velocità di riscaldamento	min	12
(20°C --> 150°C)		
Comando		microprocessore
Protezione dal sovrariscaldamento	°C	nel blocco termico a 190
Segnalatore acustico (cicalino piezo)	dB	max. 88
Temperatura ambiente	°C	10 – 40
Umidità relativa	%	max. 85

8. Schemi elettrici blocchi



9. Codici errore LED

Errore n.	Errore	possibili cause	LED Temp	LED 30 min.	LED 60 min.	LED 120 min.	LED ∞	Segnale acustico allarme fisso
1	Frequenza di rete	Frequenza di rete inferiore a 50Hz o superiore a 60Hz; errore sulla piastra	accesso	spento	spento	spento	accesso	sì
2	Risposta del collegamento di protezione	Errore sulla piastra	accesso	spento	spento	accesso	spento	sì
3	Errore ADC	Errore sulla piastra	accesso	spento	spento	accesso	accesso	sì
4	Rottura del cavo	Collegamento con Pt100 interrotto; profonda variazione della temperatura	accesso	spento	accesso	spento	spento	sì
5	Timeout nel riscaldamento	Pt100 non correttamente fissato al blocco in alluminio; corto circuito del Pt100, potenza di riscaldamento ridotta o nulla	accesso	spento	accesso	spento	accesso	sì
6	Valore di riferimento inferiore al di fuori della tolleranza	Errore sulla piastra	accesso	spento	accesso	accesso	spento	sì
7	Valore di riferimento superiore al di fuori della tolleranza	Errore sulla piastra	accesso	spento	accesso	accesso	accesso	sì
8	Misurazione della temperatura sulla battuta superiore	Collegamento con Pt100 interrotto errore sulla piastra	accesso	accesso	spento	spento	spento	sì
9	Interruzione del programma	Guasto di rilevanza EMV dall'esterno (HF, scintille ecc)	100° on 120° off 150° on	accesso	spento	accesso	spento	no
10	Temperatura eccessiva sulla piastra	Strumento surriscaldato	accesso	accesso	accesso	spento	spento	sì

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-20
sales@tintometer.de
www.tintometer.com
Germany

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch

Switzerland

The Tintometer Limited

Lovibond House / Solar Way
Solstice Park / Amesbury, SP4 7SZ
Tel.: +44 (0)8452 264654
Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.tintometer.com

UK

Tintometer South East Asia

Unit C-11-3A, 3 Two Square,
No. 2, Jalan 19/1, Petaling Jaya,
46300, Selangor D.E
Tel.: +60 (0) 3 7955 4013
Fax: +60 (0) 3 7955 4014
lovibond.asia@tintometer.com
www.tintometer.com
Malaysia



Technical changes without notice
Printed in Germany 11/10
No.: 00386108
Lovibond® and Tintometer®
are Trademarks of the
Tintometer Group of Companies