



EnteroPluri-Test

Sistema para identificación de Enterobacterias

Desenrosque ambos tapones del EnteropluriTest. Con la aguja de inocular coja una colonia bien aislada del medio de cultivo.





Inocule el Enteropluri, estirando y girando a la vez la aguja de inoculación a través de los pocillos del sistema. Reinserte nuevamente la aguja con un movimiento de torsión hasta la muesca de fractura que aparece grabada; rompa la aguja de inoculación doblándola por la muesca.



La parte de la aguja que queda dentro del sistema mantiene las condiciones anaerobias necesarias para las reacciones de la glucosa/del gas, de la lisina y de la ornitina de los diferentes sectores.



Utilice la porción cortada de la aguja para perforar la película plástica en los sectores Adonitol, lactosa, arabinosa, sorbitol, VP, Dulcitol/PA, urea, citrato, para crear condiciones aeróbicas.



Cierre otra vez ambos extremos e incube el EnteroPluri-Test a $36\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1$ durante 18-24 h, colocándolo verticalmente o bien una superficie plana.



TABELLA DELLE REAZIONI/REACTIONS TABLE

Reazioni negative/Negative reactions ⊖

Reazioni positive/Positive reactions ⊕

MODULO DATI / DATA CHART

DATA DATE: **20-09-05** CAMPIONE SAMPLE: **030**

Test	GROUP 1			GROUP 2			GROUP 3			GROUP 4			GROUP 5		
	Glucose	Gas	Lysine	Ornithine	H ₂ S	Indole	Adonitol	Lactose	Arabinose	Sorbitol	VP	Ducical	PA	Urea	Citrato
Codice di positività Positivity code	+	~	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Risultati Results	+	~	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Somma dei codici Code sum															
CODICE NUMERICO NUMERICAL CODE															

MICROORGANISMO
MICROORGANISM



Registre los resultados obtenidos en la hoja de datos, excepto la prueba del Indol y de Voges-Proskauer.



*Inyecte con una jeringuilla 3 o 4 gotas del reactivo de Kovac en el sector H₂S/
Indol*



Inyecte con una jeringuilla 3 gotas del alfa-naftol y 2 gotas del hidróxido de potasio en el sector VP.



Complete el código de 5 dígitos siguiendo las instrucciones e identifique la bacteria usando el Codebook



LIOFILCHEM srl

via scozia, zona ind.le
64026 Roseto degli Abruzzi (Te), Italy

www.liofilchem.net

tel +39 0858930745

fax +39 0858930330

liofilchem@liofilchem.net

[skype: liofilchem_srl_fb](https://www.skype.com/contacts/liofilchem_srl_fb)