

# CompactDry™

BROCHURE




# CompactDry : une méthode de test simple pour détecter et identifier la contamination microbienne

CompactDry est une méthode prête à l'emploi permettant de minimiser le temps d'analyse microbienne et d'améliorer les processus de contrôle qualité. Milieux déshydratés, sélectifs et chromogènes pour la numération totale et/ou l'identification des espèces microbiennes.

CompactDry permet de tester les matières premières et les produits alimentaires transformés (aliments, boissons, plats préparés, cosmétiques et environnementaux). CompactDry permet également de tester les surfaces (alimentaires et environnementales) par prélèvement d'échantillons.

CompactDry est doté d'un couvercle scellé pour minimiser la contamination croisée/les déversements et d'une structure rigide pour faciliter la manipulation et l'empilage.

## Caractéristiques



# Protocole CompactDry



- 1** Retirez le bouchon.
- 2** Distribuer 1 mL d'échantillon au milieu de la plaque CompactDry.
- 3** L'échantillon se diffuse passivement et uniformément sur la feuille de milieu déshydraté, réhydratant le milieu sec en un gel en quelques secondes.
- 4** Remettez le bouchon, étiquetez et retournez la plaque.
- 5** Incuber pendant le temps approprié et à la température requise.
- 6** Après l'incubation, comptez le nombre de colonies microbiennes colorées.

| Product                                  | Target                          | Incubation temperature                                      | Incubation time                                       | Approval                             |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CompactDry AQ</b>                     | Heterotrophic bacteria in water | 36 ± 2 °C (Filter/SMEWW method)<br>22 ± 2 °C (ISO6222:1999) | 44 ± 4 hours<br>68 ± 4 hours                          | /                                    |
| <b>CompactDry BC</b>                     | <i>Bacillus cereus</i>          | 30 ± 1 °C                                                   | 24 ± 2 hours                                          | AOAC/MicroVal                        |
| <b>CompactDry CF</b>                     | Coliform                        | 37 ± 1 °C for all other matrices<br>35 ± 2 °C for raw meat  | 24 ± 2 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry CF-L</b>                   | Coliform (for dairy products)   | 37 ± 1 °C                                                   | 24 ± 2 hours                                          | /                                    |
| <b>CompactDry EC</b><br>page 5           | <i>E. coli</i> and coliform     | 37 ± 1 °C for all other matrices<br>35 ± 1 °C for raw meat  | 24 ± 2 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry ECO</b>                    | <i>E. coli</i>                  | 35 °C ± 1 °C or 37 °C ± 1 °C                                | 24 ± 2 hours                                          | /                                    |
| <b>CompactDry ETB</b>                    | Enterobacteriaceae              | 37 ± 1 °C                                                   | 24 ± 2 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry ETC</b>                    | Enterococci                     | NordVal: 36 ± 1 °C<br>AOAC/MicroVal: 37 ± 1 °C              | 22 ± 2 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry LM</b>                     | <i>Listeria monocytogenes</i>   | Detection: 37 ± 1 °C<br>Enumeration: 37 ± 1 °C              | Detection: 24 to 48h<br>Enumeration: 24 to 48h        | MicroVal (detection/<br>enumeration) |
| <b>CompactDry LS</b>                     | <i>Listeria</i> species         | 35 - 37 ± 1 °C                                              | 24 - 48 hours                                         | /                                    |
| <b>CompactDry PA</b>                     | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | 36 ± 1 °C                                                   | 48 ± 3 hours                                          | MicroVal                             |
| <b>CompactDry SL</b>                     | Salmonella                      | Enrichment: 35 - 37 °C<br>Detection: 41 - 43 °C             | Enrichment: 20 - 24 hours<br>Detection: 20 - 24 hours | MicroVal                             |
| <b>CompactDry TC</b><br>page 9           | Total viable count              | 35 ± 1 °C for raw meat<br>30 ± 1 °C for all other matrices  | 48 ± 3 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry TCR</b>                    | Total viable count              | 35 ± 1 °C<br>32 ± 1 °C (dairy products)                     | 24 ± 2 hours<br>48 ± 3 hours                          | AOAC                                 |
| <b>CompactDry VP</b>                     | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>  | 35 ± 1 °C                                                   | 19 ± 1 hours                                          | /                                    |
| <b>CompactDry X-SA</b><br>page 10        | <i>Staphylococcus aureus</i>    | 37 ± 1 °C                                                   | 24 ± 2 hours                                          | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |
| <b>CompactDry YM/<br/>YMR</b><br>page 10 | Yeast and mould                 | 25 ± 1 °C                                                   | YMR: 72 ± 3 hours<br>YM: 3 - 7 days                   | AOAC/NordVal/<br>MicroVal            |





## CompactDry AQ for water heterotrophic bacteria




Les plaques CompactDry AQ contiennent un milieu chromogène pauvre en nutriments pour déterminer le nombre de colonies d'organismes hétérotrophes dans l'eau potable traitée et l'eau ultra-pure. Les colonies sont presque toutes rouges. Les levures ont tendance à se développer en colonies blanc-rose.

Les moisissures se développent de manière tridimensionnelle « forme de coton ».

| Incubation Temperature                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 44 ± 4 hours @ 36 ± 2 °C                                                            |  |
| 68 ± 4 hours @ 22 ± 2 °C                                                            |  |
| ISO 6222:1999                                                                       |  |
| Water quality-Enumeration of culturable micro-organisms                             |  |
| Interpretation                                                                      |  |
| Red                                                                                 |  |
|  |  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54061-0AQ-0040 |
| 240 plates  | 54061-0AQ-0240 |
| 1400 plates | 54061-0AQ-1400 |

## CompactDry BC for the detection of *Bacillus cereus*



Les plaques CompactDry BC combinent les propriétés des milieux secs chromogènes et des plaques de contact sur gel. Elles sont utilisées pour la détection quantitative de *Bacillus cereus* dans les échantillons alimentaires. *Bacillus cereus* forment des colonies bleu clair à bleues.

| Incubation Temperature                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30 ± 1 °C                                                                             |  |
| Incubation Time                                                                       |  |
| 24 ± 2 hours                                                                          |  |
| Interpretation                                                                        |  |
| Green / Blue colonies                                                                 |  |
|  |  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54068-0BC-0040 |
| 240 plates  | 54068-0BC-0240 |
| 1400 plates | 54068-0BC-1400 |

MicroVal



## CompactDry CF for coliform



CompactDry CF est un outil simple pour la détection des bactéries coliformes. Le milieu contient le substrat enzymatique chromogène X-Gal et les colonies coliformes sont colorées en bleu/bleu-vert. La croissance des autres types de bactéries (génies) est généralement inhibée, mais peut parfois former des colonies incolores.

| Incubation Temperature                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37 ± 1 °C for all other matrices                                                      |  |
| 35 ± 2 °C for raw meat                                                                |  |
| Incubation Time                                                                       |  |
| 24 ± 2 hours                                                                          |  |
| Interpretation                                                                        |  |
| Blue / Blue green colonies                                                            |  |
|  |  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54053-0CF-0040 |
| 240 plates  | 54053-0CF-0240 |
| 1400 plates | 54053-0CF-1400 |




MicroVal

NordVal

# Produits

## CompactDry CF-L for coliforms detection in dairy



CompactDry CF-L est une plaque de milieu déshydratée prête à l'emploi utilisée pour la détection des bactéries coliformes dans les produits laitiers tels que le fromage, le lait, le yaourt et tout produit contenant des bactéries lactiques. Elle est spécialement formulée pour contrer les effets négatifs des bactéries lactiques sur les substrats chromogènes. Les colonies de coliformes sont bleues à bleu/vert.

| Incubation Temperature                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 °C ± 1 °C                                                                                                                                                              |
| Incubation Time                                                                                                                                                           |
| 24 ± 2 hours                                                                                                                                                              |
| Interpretation                                                                                                                                                            |
| Blue / Blue green colonies                                                                                                                                                |
|  /  |

| PACKAGES   | PRODUCT NUMBER |
|------------|----------------|
| 40 plates  | 54065-CFL-0040 |
| 240 plates | 54065-CFL-0240 |



## CompactDry EC (*E. coli* and coliforms)



CompactDry EC est un milieu de culture pour la détection d' *E. coli* et des bactéries coliformes. Il contient deux substrats enzymatiques chromogènes différents : Magenta-Gal et X-Gluc. *E. coli* forme des colonies bleues. Le comptage des colonies rouges et bleues fournit le nombre total de coliformes.

| Incubation Temperature                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 ± 1 °C for all other matrices<br>35 ± 1 °C for raw meat                                                                                                                    |
| Incubation Time                                                                                                                                                               |
| 24 ± 2 hours                                                                                                                                                                  |
| Interpretation                                                                                                                                                                |
| <i>E. coli</i> : Blue / Blue purple colonies                                                                                                                                  |
| <b>Coliform</b> : Total number of both red and blue colonies                                                                                                                  |
|  /  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54052-0EC-0040 |
| 240 plates  | 54052-0EC-0240 |
| 1400 plates | 54052-0EC-1400 |



**MicroVal**  
**NordVal**

# Produits

## CompactDry ECO for *E. coli*



CompactDry ECO est une plaque chromogène prête à l'emploi pour le dénombrement et la détection d' *Escherichia coli* dans les aliments et les boissons.

La détection d' *Escherichia coli* s'effectue grâce à la combinaison d'agents sélectifs et de substrats chromogènes.

*Escherichia coli* forme des colonies bleues à bleu-violet.

| Incubation Temperature                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 °C ± 1 °C or 37 °C ± 1 °C                                                        |
| Incubation Time                                                                     |
| 24 ± 2 hours                                                                        |
| Interpretation                                                                      |
| Blue / Blue purple colonies                                                         |
|  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54064-ECO-0040 |
| 240 plates  | 54064-ECO-0240 |
| 1400 plates | 54064-ECO-1400 |

## CompactDry ETB for Enterobacteriaceae



CompactDry ETB est un système très simple d'utilisation pour la détection des entérobactéries. Le substrat permet de différencier les entérobactéries des autres groupes.

Les entérobactéries sont de couleur rouge/violet. Les colonies de couleur rouge/violet ainsi que d'autres colonies colorées forment ensemble le nombre total de bactéries à Gram négatif.

| Incubation Temperature                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 ± 1 °C                                                                             |
| Incubation Time                                                                       |
| 24 ± 2 hours                                                                          |
| Interpretation                                                                        |
| Red / Red-Purple                                                                      |
|  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54055-ETB-0040 |
| 240 plates  | 54055-ETB-0240 |
| 1400 plates | 54055-ETB-1400 |



**MicroVal  
NordVal**

## CompactDry ETC for easy detection of Enterococci in food and water



CompactDry ETC est basé sur l'utilisation de X-glucoside (X-Gluc) et d'antibiotiques sélectifs. La bêta-glucosidase des entérocoques cible le X-Gluc et permet la détection spécifique des entérocoques grâce à la formation de colonies bleues à bleu/vert.

| Incubation Temperature                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NordVal: 36 ± 1 °C<br>AOAC/MicroVal: 37 ± 1 °C                                        |
| Incubation Time                                                                       |
| 22 ± 2 hours                                                                          |
| Interpretation                                                                        |
| Light blue / Blue colonies                                                            |
|  |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54056-ETC-0040 |
| 240 plates  | 54056-ETC-0240 |
| 1400 plates | 54056-ETC-1400 |

**MicroVal  
NordVal**



## CompactDry LM for *Listeria monocytogenes*



CompactDry LM est une plaque chromogène prête à l'emploi pour le dénombrement et la détection de *Listeria monocytogenes* dans les aliments et les boissons.

La détection de *Listeria monocytogenes* s'effectue grâce à la combinaison d'agents sélectifs et de substrats chromogènes.


*Listeria monocytogenes* forme des colonies rouges avec un halo bleu.

| Incubation Temperature      |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Detection:                  | 37 +/- 1 °C      |
| Enumeration:                | 37 +/- 1 °C      |
| Incubation Time             |                  |
| Detection:                  | 24 to 48 +/- 2h  |
| Enumeration:                | 24 to 48 +/- 2 h |
| Interpretation              |                  |
| Red colonies with blue halo |                  |


**MicroVal**

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54067-OLM-0040 |
| 240 plates  | 54067-OLM-0240 |
| 1400 plates | 54067-OLM-1400 |

## CompactDry LS for *Listeria* species



| Incubation Temperature                      |  |
|---------------------------------------------|--|
| 35 - 37 ± 1 °C                              |  |
| Incubation Time                             |  |
| 24 ± 2 hours<br>plus a further 24 ± 2 hours |  |
| Interpretation                              |  |
| Light blue /<br>Blue colonies               |  |





CompactDry LS est utilisé pour la détection qualitative et quantitative de *Listeria* dans les aliments et les boissons. L'évaluation des surfaces et des environnements de travail est réalisée grâce à l'association de CompactDry LS et d'écouvillons CompactDry. La détection de *Listeria* s'effectue grâce à la combinaison d'agents sélectifs et de substrats chromogènes. Les espèces de *Listeria* forment des colonies bleu clair/bleu.

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54060-OLS-0040 |
| 240 plates  | 54060-OLS-0240 |
| 1400 plates | 54060-OLS-1400 |



## CompactDry PA for *Pseudomonas aeruginosa*



Incubation Temperature

36 +/- 1 °C

Incubation Time

48 +/- 3 hours

Interpretation

Red colonies surrounded by a greenish-yellow halo



MicroVal



Interpretation  
Membrane Filter Method

Light green /  
Green blue colonies




| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54062-0PA-0040 |
| 240 plates  | 54062-0PA-0240 |
| 1400 plates | 54062-0PA-1400 |

Le CompactDry PA est utilisé pour la détection quantitative de *Pseudomonas aeruginosa* dans les échantillons d'eau.

*Pseudomonas aeruginosa* forme des colonies rouges généralement entourées d'un halo jaune verdâtre.

## CompactDry SL for *Salmonella*



Le CompactDry SL détecte les salmonelles grâce à une étape de pré-enrichissement de 20 à 24 heures. Les plaques reposent sur la combinaison de différents principes de test :

1. L'alcalinisation du milieu, par la lysine décarboxylase de *Salmonella*, provoque une coloration du milieu, passant du bleu-violet au jaune. La coloration jaune s'étend sur la plaque grâce à la mobilité des *Salmonella*.

2. Le verdissement des colonies est dû à la décomposition du substrat chromogène par une enzyme spécifique de *Salmonella*. Les colonies noires sont générées par des *Salmonella* productrices de sulfure d'hydrogène.

pre-enrichment w/ BPW

35-37°C @20-24 hours

Incubation Time

41-43°C @20-24 hours

Interpretation

Yellow: motility of *Salmonella*

Black: hydrogen sulfide producing

*Salmonella*

Green: decomposition of chromogenic substrate by a specific *Salmonella* enzyme



MicroVal

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54058-0SL-0040 |
| 240 plates  | 54058-0SL-0240 |
| 1400 plates | 54058-0SL-1400 |



# Produits

## CompactDry TC (Total Count)



CompactDry TC est un milieu contenant de la gélose nutritive standard et utilisé pour le dénombrement des bactéries viables totales. Les colonies bactériennes sont colorées en rouge grâce à l'indicateur redox, le sel de tétrazolum.

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54051-0TC-0040 |
| 240 plates  | 54051-0TC-0240 |
| 1400 plates | 54051-0TC-1400 |



|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incubation Temperature                                                                                                                                                    |
| 35 ± 1 °C for raw meat<br>30 ± 1 °C for all other matrices                                                                                                                |
| Incubation Time                                                                                                                                                           |
| 48 ± 3 hours                                                                                                                                                              |
| Interpretation                                                                                                                                                            |
| All colonies                                                                                                                                                              |
|  /  |



**MicroVal  
NordVal**

## CompactDry TCR (Rapid Total Count)



CompactDry TCR est un milieu rapide contenant de la gélose nutritive standard et est utilisé pour le dénombrement total des bactéries viables. Les colonies bactériennes sont colorées en rouge après 24 heures d'incubation en raison de l'indicateur redox sel de tétrazolum.

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54069-TCR-0040 |
| 240 plates  | 54069-TCR-0240 |
| 1400 plates | 54069-TCR-1400 |

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incubation Temperature                                                                                                                                                        |
| 35 °C ± 1 °C (AOAC)<br>32 °C ± 1 °C (dairy products)                                                                                                                          |
| Incubation Time                                                                                                                                                               |
| 24 ± 2 hours or 48 ± 3 hours                                                                                                                                                  |
| Interpretation                                                                                                                                                                |
| All colonies                                                                                                                                                                  |
|  /  |



## CompactDry VP for *Vibrio parahaemolyticus*



CompactDryVP détecte *Vibrio parahaemolyticus*, mais le différencie également des autres espèces de vibrions.

Le produit contient un substrat chromogène spécifique pour *Vibrio parahaemolyticus*, qui développe des colonies bleu-vert ou bleues, tandis que les autres espèces de vibrions forment des colonies blanches.

| PACKAGES   | PRODUCT NUMBER |
|------------|----------------|
| 40 plates  | 06749-0VP-0040 |
| 240 plates | 06749-0VP-0240 |

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incubation Temperature                                                                                                                                                        |
| 35 ± 1 °C                                                                                                                                                                     |
| Incubation Time                                                                                                                                                               |
| 19 ± 1 hours                                                                                                                                                                  |
| Interpretation                                                                                                                                                                |
| Blue /<br>Blue green colonies                                                                                                                                                 |
|  /  |

# Produits

## CompactDry X-SA for *Staphylococcus aureus*



CompactDry X-SA est un milieu utilisé pour la détection de *Staphylococcus aureus* par croissance sélective et différenciation. *Staphylococcus aureus* forme des colonies bleu clair à bleues.

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54057-XSA-0040 |
| 240 plates  | 54057-XSA-0240 |
| 1400 plates | 54057-XSA-1400 |



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Incubation Temperature | 37 ± 1 °C                  |
| Incubation Time        | 24 ± 2 hours               |
| Interpretation         | Light blue / Blue colonies |



**MicroVal  
NordVal**

## CompactDry YM/YMR for yeast and mould



Incubation Temperature

25 +/- 1 °C

Incubation Time

YMR: 72 ± 3 hours


YM: 3 – 7 days

Interpretation

**Yeast :** Blue or white  
**Mould:** Cottony colonies with mould colors



3D Growth of Molds



Photos Courtesy of NPO Center for Fungal Consultation Japan

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54054-0YM-0040 |
| 240 plates  | 54054-0YM-0240 |
| 1400 plates | 54054-0YM-1400 |

| PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|-------------|----------------|
| 40 plates   | 54063-YMR-0040 |
| 240 plates  | 54063-YMR-0240 |
| 1400 plates | 54063-YMR-1400 |



**MicroVal  
NordVal**



CompactDry YM/YMR différencie les levures et les moisissures par le développement de couleurs et de morphologies caractéristiques. Le milieu contient le substrat enzymatique chromogène X-Phos, qui produit des colonies de levures bleues. Les moisissures forment des colonies cotonneuses de couleur caractéristique. Les antibiotiques inhibent la croissance bactérienne. CompactDry YM/YMR favorise une excellente croissance tridimensionnelle des levures et des moisissures.



| PRODUCT NAME | TARGETS                         | PACKAGES    | PRODUCT NUMBER |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| AQ           | Heterotrophic bacteria in water | 40 plates   | 54061-0AQ-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54061-0AQ-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54061-0AQ-1400 |
| BC           | <i>Bacillus cereus</i>          | 40 plates   | 54068-0BC-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54068-0BC-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54068-0BC-1400 |
| CF           | Coliform                        | 40 plates   | 54053-0CF-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54053-0CF-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54053-0CF-1400 |
| CF-L         | Coliform (dairy)                | 40 plates   | 54065-CFL-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54065-CFL-0240 |
| EC           | <i>E. coli</i> and coliform     | 40 plates   | 54052-0EC-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54052-0EC-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54052-0EC-1400 |
| ECO          | <i>E. coli</i>                  | 40 plates   | 54064-ECO-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54064-ECO-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54064-ECO-1400 |
| ETB          | Enterobacteriaceae              | 40 plates   | 54055-ETB-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54055-ETB-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54055-ETB-1400 |
| ETC          | Enterococci                     | 40 plates   | 54056-ETC-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54056-ETC-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54056-ETC-1400 |
| LM           | <i>Listeria monocytogenes</i>   | 40 plates   | 54067-0LM-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54067-0LM-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54067-0LM-1400 |
| LS           | Listeria species                | 40 plates   | 54060-0LS-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54060-0LS-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54060-0LS-1400 |
| PA           | <i>Pseudomonas aeruginosa</i>   | 40 plates   | 54062-0PA-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54062-0PA-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54062-0PA-1400 |
| SL           | Salmonella                      | 40 plates   | 54058-0SL-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54058-0SL-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54058-0SL-1400 |
| TC           | Total count                     | 40 plates   | 54051-0TC-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54051-0TC-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54051-0TC-1400 |
| TCR          | Rapid Total Count               | 40 plates   | 54069-TCR-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54069-TCR-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54069-TCR-1400 |
| VP           | <i>Vibrio parahaemolyticus</i>  | 40 plates   | 06749-0VP-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 06749-0VP-0240 |
| X-SA         | <i>Staphylococcus aureus</i>    | 40 plates   | 54057-XSA-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54057-XSA-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54057-XSA-1400 |
| YM           | Yeast and mould                 | 40 plates   | 54054-0YM-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54054-0YM-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54054-0YM-1400 |
| YMR          | Rapid yeast and mould           | 40 plates   | 54063-YMR-0040 |
|              |                                 | 240 plates  | 54063-YMR-0240 |
|              |                                 | 1400 plates | 54063-YMR-1400 |



**CompactDry®**  
App Targeted Products

CompactDry® TC (Total Viable Count)  
CompactDry® EC ( *E.coli* / Coliforms )  
CompactDry® ECO ( *E.coli* )

CompactDry® CF ( Coliforms )  
CompactDry® YM ( Yeast / Mold )  
CompactDry® YMR ( Yeast / Mold )

**High-Speed @BactLAB®**  
Colony Counter Global Service



BactLAB manual



**Humeau**  
Expert du laboratoire

Distribué par **Humeau Expert du laboratoire**

Z.A. Hauts de Couëron - 11 rue des Imprimeurs

CS 24220 - 44220 Couëron - France

t. : +33 (0)2 40 93 53 53

info@humeau.com - www.humeau.com

**SHIMADZU**  
Excellence in Science

Shimadzu Diagnostics Europe

NISSUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. (Japan)  
Certification : ISO9001 / ISO13485 / ISO14001