



Agitateur magnétique chauffant Bibby dessus céramique

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ **Dessus en céramique** chimiquement résistant et d'entretien facile.
- ❑ **Chauffage rapide** jusqu'à **450° C**.
- ❑ Agitation : **100 à 1500 tours/min**.
- ❑ Capacité d'agitation jusqu'à **15 litres**.
- ❑ Sécurité de fonctionnement :
 - Voyant clignotant **"Hot"** dès 70° C.
 - Conception anti-éclaboussures.
 - Protection anti-surchauffes.
- ❑ Dimensions de la plaque : 16 x 16 cm.

264.007162.02 Agitateur chauffant
CB 162
Plaque céramique

- ❑ Dimensions zone chauffante :
 - 11,5 x 11,5 cm.
- ❑ Dimensions extérieures :
 - 19 x 30 x h 11 cm.
- ❑ Tige de statif en option.
- ❑ Corps réalisé en aluminium moulé recouvert d'une peinture polyester.
- ❑ Poids : 3,4 kg.
- ❑ Puissance 500 W.

Voir aussi à plaques chauffantes

