

**AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT BIBBY DESSUS CÉRAMIQUE - CHAUFFAGE HALOGÈNE****CARACTÉRISTIQUES**

- Plaque chauffante céramique, chauffage halogène :**
  - chauffage 40% plus rapide qu'avec les plaques céramiques ordinaires.
  - économie de 40% d'énergie.
- Température réglable jusqu'à **450° C.**
- Vitesse réglable** entre **100 et 1500 t/min.**
- Capacité d'agitation : 15 litres.**
- Surface de chauffe Ø 140 mm.
- Dimensions de la plaque : 300 x 300 mm.
- Livré avec fixation pour tige.
- Puissance 900 W.
- Dimensions 300 x 365 x H 105 mm.
- Poids : 4 kg.

**264.008302.02** Agitateur magnétique  
Bibby CR 302  
**chauffage halogène**  
Plaque céramique

**Chauffage halogène  
très rapide**

