

**AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT PROLABO****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ❑ **Plaque inox 18/8** Ø 110 mm.
- ❑ **Vitesse réglable** en continu de 300 à 1000 t/min.
- ❑ Capacité d'agitation de **5 l.**
- ❑ Température réglable jusqu'à **350 °C.**
- ❑ **Sécurité de surchauffe au dessus de 350° C.**
- ❑ Puissance 350 W.
- ❑ Dimensions 150 x 115 x H 120 mm.
- ❑ Livré avec un barreau aimanté téflon Ø 9 x L 45 mm.

181.008933.01 Agitateur magnétique
Prolabo C10



Voir aussi à Barreaux d'agitation



Mis à jour en juillet 2003.

MAT010G01