

**AGITATEUR ROTATIF POUR TUBES À ESSAIS****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- ❑ Agitateur rotatif à **plateau aluminium** Ø 330 mm pour **24 tubes Ø 18 mm** (livré d'origine). Possibilité de commander un plateau pour tubes de Ø 16 ou 20 mm
- ❑ Vitesse fixe et inclinaison réglable.
- ❑ **Vitesse de 6 tours/mn.**
- ❑ **Inclinaison réglable de 0° à 90°.**
- ❑ Le débrayage du plateau est réalisé par un système de friction.
- ❑ Poids : 3 kg.
- ❑ Dimensions : 180 x 120 x 380 mm.
- ❑ Puissance : 15 W. - 230 V. - 50 Hz.

607.007703.01 Agitateur rotatif
Pour 24 tubes
Ø 18 mm.

**Voir aussi à
Doseur de protéines
ATL 33**

