



AGITATEURS POUR TUBES À ESSAIS STUART

CARACTÉRISTIQUES

Modèle SA 3

- Boîtier compact.
- Solide et économique.
- Vitesse fixe : **2500 oscillations par mn.**
- Convient pour **tubes** à fond plat, ronds ou coniques **jusqu'à 16 mm. de Ø.**
- Pour obtenir l'agitation :
 - maintenir le bouton de mise en marche enfoncé.
- Dimensions (H x L x P) : 80 x 80 x 140 mm.
- Poids : 1,3 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle SA 8

- Encombrement minimal.
- Solide et économique.
- Ø support central : 4,2 mm.
- Vitesse variable : **200 à 2500 oscillations par mn.**
- Mode continu.
- Déclenchement par pression.**
- Accessoires sur demande : support de plaques de micro-filtration, bechers, flacons...
- Dimensions (H x L x P) : H. 78 x 135 x 215 mm.
- Poids : 3,2 kg.

264.007703.00 Agitateur Stuart SA 3 à tube
(vitesse fixe)

Économique
Vitesse fixe



264.007706.00 Agitateur Stuart SA 8 à tube
(vitesse variable)

Économique
Vitesse variable

