



AGITATEUR À VARIATION MÉCANIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ❑ **Agitateur à hélice** pour liquides RZR1 Heidolph livré avec mandrin.
- ❑ Deux gammes de vitesses :
 - sur arbre principal **280 à 2200** t/min.
 - sur arbre secondaire **35 à 250** t/min.
- ❑ Réglage mécanique de la vitesse en continu.
- ❑ Peut fonctionner **en continu** car il est protégé contre l'échauffement.
- ❑ Appareil **silencieux** fonctionnant sans vibration.
- ❑ Dimensions du carter :
 - 180 x 90 x 250 mm, queue de fixation 13 mm.
- ❑ Puissance 77 W.
- ❑ Prévoir les tiges correspondant à votre application.

181.008841.01 Agitateur à hélice RZR1 livré avec mandrin

Accessoire

181.008983.02 Tige d'agitation inox Ø 8 mm L 550 mm à palette carrée de 70 x 70 mm percée de six trous.

Autres modèles de tiges :
nous consulter

181.008547.16 Statif à base H 420 x 400 mm en fonte avec tige acier nickelé Ø 16 x H 1000 mm.

