



Auxiliaires de pipetage pour chimie

Auxiliaire Brand

AVANTAGES :

- Maniable** : un seul levier permet de commander les fonctions suivantes :
 - Aspiration **rapide**
 - Ajustage **très précis** du ménisque
 - Refoulement
- Conçu pour les **pipettes jaugées** et les **pipettes graduées de 0,1 à 100 ml**.
- Adaptateur (stérilisable à la vapeur de 121° C. pendant 20 mn) dévissable, avec filtre hydrophobe incorporé.

244.000260.00 Auxiliaire Brand pour pipettes de 0,1 à 100 ml

Consommable

244.000260.52 Membrane de recharge pour auxiliaire Brand



Auxiliaires Pip-Lab

- Suppriment les risques d'accident** du pipetage à la bouche.
- Trois modèles différents : 2, 10, 25 ml.
- Acceptent tout type de pipettes.
- Écoulement par poussoir latéral.

005.005901.01 Pip-Lab **bleu**, 2 ml.

005.005902.20 Pip-Lab **vert**, 10 ml.

005.005901.28 Pip-Lab **rouge**, 25 ml.



Auxiliaire traditionnel

- Supprime les risques d'accident** du pipetage à la bouche.
- Vitesse d'écoulement réglable
- Convient pour toutes les pipettes de $\varnothing < 10$ mm.

100.009250.15 Ballon à pipetter

