

**BAGUES DE DÉVERSEMENT SCHOTT**

Dispositif antigoutte, elles s'adaptent sur le col des **flacons à vis Schott**.

Bleues

- en polypropylène.
- autoclavables jusqu'à **140°C**.

204.029242.32	Pour les flacons à filetage GL 32, Pack de 10
204.029242.45	Pour les flacons à filetage GL 45, Pack de 10

**Rouges**

- en éthylène tétrafluoréthylène.
- stérilisation jusqu'à **200°C**.

204.029244.32	Pour les flacons à filetage GL 32, Pack de 10
204.029244.45	Pour les flacons à filetage GL 45, Pack de 10



Voir également "**Flacons à vis Schott**"