

**BAINS-MARIE MEMMERT UNIVERSELS, DIGITAUX****CARACTÉRISTIQUES**

- ❑ **Affichage digital.**
- ❑ Cuve intérieure et extérieure en **inox.**
- ❑ **Couvercle en forme pupitre.**
- ❑ Couvercle plat avec anneaux :
Voir Bains-marie Memmert à extraction.
- ❑ **Résistance protégée et intégrée sous la cuve.**
- ❑ Régulateur de température P.I.D.
- ❑ Plage de travail de 5° au dessus de l'ambiance jusqu'à **95°C. Position ébullition.**
- ❑ Robinet de vidange.
- ❑ **Démarrage différé.**
- ❑ **Programmation de la durée du plateau de chauffe.**
- ❑ **Sécurité :**
 - Régulation de sécurité, 10° C. au-dessus de la température de consigne.
 - Coupure de chauffage à 135° C.

**Bains-marie Memmert
version Excellent**

avec sécurité de niveau d'eau
et de régulation
de surchauffe réglable.

**Documentation
et tarif sur demande...**

Accessoires et options

Grilles de fond

Portoirs

Agitation réglable

Niveau constant

Référence	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Puissance	Poids en kg	Type
199.046170.01	468 x 356 x H 238	240 x 210 x H 140	1,2 KW	11	W NB 7
199.046170.02	578 x 356 x H 238	350 x 210 x H 140	1,2 KW	13	W NB 10
199.046170.03	578 x 436 x H 238	350 x 290 x H 140	1,8 KW	15	W NB 14
199.046170.04	578 x 436 x H 296	350 x 290 x H 220	2,0 KW	16	W NB 22
199.046170.05	818 x 516 x H 238	590 x 350 x H 140	2,4 KW	22	W NB 29
199.046170.06	818 x 516 x H 296	590 x 350 x H 220	2,8 KW	24	W NB 45