

**BAINS-MARIE MEMMERT POUR EXTRAITS SECS, DIGITAUX****CARACTÉRISTIQUES**

- ❑ **Affichage digital.**
- ❑ Cuve intérieure et extérieure en **inox.**
- ❑ Livrés avec **couverts à alvéoles.**
- ❑ **Résistance protégée et intégrée sous la cuve.**
- ❑ Régulateur de température P.I.D.
- ❑ Plage de travail de 5° au dessus de l'ambiance jusqu'à **95°C. Position ébullition.**
- ❑ **Robinet de vidange.**
- ❑ **Démarrage différé.**
- ❑ **Programmation de la durée du plateau de chauffe.**
- ❑ **Sécurité :**
 - Régulation de sécurité, 10° C. au-dessus de la température de consigne.
 - Coupure de chauffage à 135° C.

**TOUT INOX
LIVRÉS
avec
COUVERTS
A
ALVÉOLES**



Référence	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Puissance	Nombre de postes	Type
199.024300.02	578 x 356 x H 238	350 x 210 x H 140	1,2 KW	3	W NB 10
199.024300.03	578 x 436 x H 238	350 x 290 x H 140	1,8 KW	6	W NB14
199.024300.04	578 x 436 x H 296	350 x 290 x H 220	2,0 KW	6	W NB 22
199.024300.05	818 x 516 x H 238	590 x 350 x H 140	2,4 KW	8	W NB 29
199.024300.06	818 x 516 x H 296	590 x 350 x H 220	2,8 KW	8	W NB 45