



BALANCES PRÉCISA ÉLECTRONIQUES D'ANALYSE SÉRIE XB

- Abri contre le vent.
- Sortie de données intégrée RS 232 / V24 bi-directionnelle d'origine.
- Connection internet.
- Possibilité à l'aide d'une imprimante de sortir un **ticket conforme aux BPL**.
- Poids de calibrage de 100 g. livré d'origine.
- Fonction comptage de pièces, pesée en %, pesée en carat.
- Dispositif de pesage sous la balance.
- Code électronique d'accès anti-vol, horloge : date/heure, affichage fluorescent LED.

CODE D'ACCÈS
ANTI-VOL



Précision 0,1 mg

ANALYSE 0,1 mg.

526.046761.55 Modèle XB 120 A -
Portée : 120 g
- Sensibilité : 0,1 mg
- Plateau Ø 80 mm.

ANALYSE 0,1 mg.

526.046761.56 Modèle XB 220 A
- Portée : 220 g
- Sensibilité : 0,1 mg
- Plateau Ø 80 mm.



Mis à jour en octobre 2003.

MAT049G02