

**BALANCES PRÉCISA ÉLECTRONIQUES DE PRÉCISION SÉRIE XB (IP 65)**

- **Sortie de données intégrée RS 232 / V24 bi-directionnelle** d'origine.
- Connection internet.
- Possibilité à l'aide d'une imprimante de sortir un **ticket conforme aux BPL**.
- Poids de calibrage de 100 g. livré d'origine.
- Fonction comptage de pièces, pesée en %, pesée en carat.
- Dispositif de pesage sous la balance.
- Code électronique d'accès anti-vol, horloge : date/heure, affichage fluorescent LED.
- Transformateur d'alimentation **IP 65**.

PRÉCISION 0,01 g.

526.046761.50 Modèle XB 2200 C
- **IP 65**
- Portée : 2200 g
- **Sensibilité : 0,01 g**
- Plateau 170 x 170 mm

526.046761.51 Modèle XB 4200 C
- **IP 65**
- Portée : 4200 g
- **Sensibilité : 0,01 g**
- Plateau 170 x 170 mm

PRÉCISION 0,1 g.

526.046761.64 Modèle XB 3200 D
- **IP 65**
- Portée : 3200 g
- Sensibilité : 0,1 g
- Plateau 200 x 200 mm

526.046761.53 Modèle XB 6200 D
- **IP 65**
- Portée : 6200 g
- **Sensibilité : 0,1 g**
- Plateau 200 x 200 mm

PRÉCISION 1 g.

526.046761.52 Modèle XB 10200 G
- **IP 65**
- Portée : 10200 g
- **Sensibilité : 1 g**
- Plateau 200 x 200 mm

**IP 65**