



Balances Précisa électroniques de précision série BJ 160

- Plateaux carrés ou ronds et afficheur de grande dimension.
- Fonctions intégrées : comptage de pièces, commutation des unités, conversion en pourcentages, pesage d'animaux...
- Fonctionnement sur batterie (5 h. d'autonomie).
- Sortie de données RS 232.
- Téléchargement de logiciels via internet.
- Protection anti-vol électronique.
- En option, "Pack accus" (18 h. d'autonomie).

PRÉCISION 0,01 g. Plateau carré 135 x 135 mm

526.046780.01 Modèle BJ 210 C
- Portée 210 g.

526.046780.02 Modèle BJ 410 C
- Portée 410 g.

526.046780.03 Modèle BJ 610 C
- Portée 610 g.

526.046780.11 Modèle BJ 1000 C
- Portée 1000 g.

PRÉCISION 0,001 g. Plateau Ø 100 mm

526.046780.15 Modèle BJ 60 M
- Portée 62 g.

526.046780.16 Modèle BJ 100 M
- Portée 102 g.

PRÉCISION 0,1 g. Plateau 170 x 140 mm

526.046780.04 Modèle BJ 1100 D
- Portée 1100 g.

526.046780.05 Modèle BJ 2100 D
Portée 2100 g.

526.046780.06 Modèle BJ 4100 D
- Portée 4100 g.

526.046780.07 Modèle BJ 6100 D
- Portée 6100 g.

526.046780.12 Modèle BJ 8100 D
- Portée 8100 g.



**COMPACTES,
ÉCONOMIQUES,
L'ESSENTIEL,
RIEN QUE L'ESSENTIEL...**

PRÉCISION 1 g. Plateau 170 x 140 mm

526.046780.08 Modèle BJ 4100 G
- Portée 4100 g.

526.046780.09 Modèle BJ 6100 G
- Portée 6100 g.

526.046780.10 Modèle BJ 12100 G
- Portée 12100 g.