

**BÉCHERS EN POLYPROPYLÈNE**

- Translucides.
- Résistant à l'autoclavage jusqu'à 135°C.
- Bord verseur
- Graduation verte (sauf le 5000 : bleue)

Référence	Capacité ml	Divisions ml	Diamètre extérieur mm	Hauteur mm
067.065100.33	50	10	51	51
067.065100.40	100	20	62	62
067.065100.47	250	25	82	82
067.065100.52	400	50	94	95
067.065100.55	600	50	106	107
067.065100.60	1000	100	127	126
067.065100.65	2000	100	158	160
073.005100.74	5000	250	185	248



Mis à jour en juillet 2003.

MAT073G01