



M A T É R I E L S

ANSES IRRADIÉES, À USAGE UNIQUE

Voir aussi à
ensemencement

- En polystyrène bleu.
- Stériles sous sachet de 20, avec fermeture Zip.
- Calibrées à 10 µl.
- Embout rond pour ne pas entamer la gélose.
- Ionisation : 10 KGray.



204.047800.05 Anses stériles à usage unique de 10 µl.
Sous sachet de 20 Carton de 3000

256.047800.20 d°
Sous sachet de 20

Ajouté en mars 2004.

MAT445G01