



ANALYSEURS DE COULEUR MINOLTA

AVANTAGES

- ❑ Deux modèles :
 - CR 400 avec zone de mesure Ø 8 mm.
 - CR 410 avec zone de mesure Ø 50 mm.
- ❑ Livrés avec calculateur et plaque céramique de calibration.
- ❑ Appareils portables permettant d'effectuer des mesures, sur site, directement sur le produit à analyser. Possibilité de connecter les appareils à un P.C. pour archiver ou traiter les informations (logiciels et câble en option).
- ❑ Fonction étalonnage utilisateur pour une plus grande précision à l'aide des logiciels.
- ❑ Mémorisation de 1000 mesures en autonome ou de 2000 mesures lorsque les appareils sont reliés à un P.C.
- ❑ Fonction «indice utilisateur» vous permet de configurer des formules d'évaluation et de calcul de couleurs spécifiques.
- ❑ Possibilité d'effectuer des opérations de contrôle «accepté / refusé»
- ❑ Une panoplie d'accessoires pour divers matériaux : poudre, liquide opaque...
- ❑ Large écran rétro-éclairé à cristaux liquides.
- ❑ Six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien ou japonais).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ❑ Source lumineuse : lampe à arc au xénon pulsé.
- ❑ Détecteurs : 6 photo-cellules au silicium.
- ❑ Temps de mesure : 1 sec.
- ❑ Intervalle de mesure minimum : 3 sec.
- ❑ Pour la répétabilité, l'accord inter-instruments, l'espace colorimétrique / données colorimétrique : voir documentation détaillée.
- ❑ Interface RS 232 C.
- ❑ Alimentation électrique : 4 piles AAA. Autonomie de 800 mesures.
- ❑ Dimensions :
 - Pour CR 400 (102 x 63 x H.217).
 - Pour CR 410 (102 x 63 x H.244).
- ❑ Poids :
 - Pour CR 400 (550 g.).
 - Pour CR 410 (570 g.).

Livrés avec calculateur
vet plaque céramique de calibration.

415.000401.00 Analyseur de couleur
Minolta CR 400
Zone de mesure
Ø 8 mm.

415.000410.00 Analyseur de couleur
Minolta CR 410
Zone de mesure
Ø 50 mm.

Accessoires conseillés

- 415.000401.03** Logiciel utilitaire de base
ou
- 415.000401.02** Logiciel Chromamagic
+
- 415.000401.01** Câble de connexion
pour P.C

