



# M A T É R I E L S

## Agitateur magnétique non chauffant H+P

### CARACTÉRISTIQUES

- Agitation avec entraînement à induction : sans moteur, donc sans usure.
- Boîtier acier inox.
- Peu encombrant.
- Basse tension non dangereuse.
- Vitesse réglable : 130 à 1000 tr/mn.
- Démarrage automatique, avec accélération progressive (sécurité anti-décrochage).

149.030110.00 Agitateur magnétique  
**H+P Mono Direct**  
**IP 32**  
**3 litres.**  
180 x 215 x 35 mm.  
poids : 1,4 kg.



Mis à jour en juillet 2008.

MAT458G02