



AGITATEURS MAGNÉTIQUES NON CHAUFFANTS H+P, IMMERSIBLES

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Agitation avec entraînement à induction : sans moteur, donc sans usure.
- ❑ Idéal pour usage en continu 24/24 h.
- ❑ Pilotage à distance.
- ❑ Boîtier acier inox IP 68 (immergeable jusqu'à 50° C.).
- ❑ Basse tension non dangereuse.
- ❑ Vitesse réglable : 130 à 1000 tr/mn.
- ❑ Démarrage automatique, avec accélération progressive (sécurité anti-décrochage).
- ❑ Livrés avec commande à distance Télémodul

149.040116.00 Agitateur magnétique
H+P Compact
Immersible, IP 68
1 litre.
120 x 120 x 35 mm.
poids : 1 kg.

149.040118.00 Agitateur magnétique
H+P Maxi
Immersible, IP 68
2 litres.
180 x 180 x 35 mm.
poids : 2,3 kg.



MAXI