



M A T É R I E L S

AGITATEUR MAGNÉTIQUE NON CHAUFFANT H+P IMMERSIBLE, MULTIPOSTES

CARACTÉRISTIQUES

- Agitation avec entraînement à **induction** : sans moteur, donc sans usure.
- Idéal pour usage en continu 24/24 h.
- Pilotage à distance.
- Boîtier acier inox **IP 68 (immergeable jusqu'à 50° C.)**.
- Basse tension non dangereuse.
- Vitesse réglable** : 100 à 1400 tr/mn.
- Démarrage automatique, avec accélération progressive (sécurité anti-décrochage).
- Écart entre postes : 130 mm.
- Volume maxi agité : 6 x 800 ml.

149.040600.00 Agitateur magnétique
H+P Stirring Bath
Multipostes 6 x 800 ml.
Immersible, IP 68
330 x 610 x 35 mm.

Accessoire indispensable

149.090430.00 Télémodul 20 C
avec cordon de 2 mètres



Ajouté en octobre 2004.

MAT469G01