



BALANCES OHAUS ÉLECTRONIQUES D'ANALYSE "ADVENTURER SL"

- Cage Flip Top à 3 portes pour modèles 65 g., 210g. et 310 g. Cage ronde pour modèle 150 g.
- Grand affichage LCD rétro-éclairé
- Unités : mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, gn...
- Modes : comptage de pièces, pesée en %.
- Calibrage automatique externe
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Mode opératoire simple (seulement 2 touches)
- Crochet de pesée sous balance
- Alimentation secteur pour tous les modèles. Modèle 150 g. alimentation piles et / ou secteur
- Housse de protection pour modèle 150 g. (en standard) Pour autres modèles (en option)
- Système anti-vol (en option)

Précision 0,1 mg

733.700065.02 ADVENTURER SL
- Portée : 65 g
- Sensibilité : 0,1 mg
- Plateau Ø 90 mm.

733.700210.02 ADVENTURER SL
- Portée : 210 g
- Sensibilité : 0,1 mg
- Plateau Ø 90 mm.

Précision 1 mg

733.700150.02 ADVENTURER SL
- Portée : 150 g
- Sensibilité : 1 mg
- Plateau Ø 100 mm.

733.700310.02 ADVENTURER SL
- Portée : 310 g
- Sensibilité : 1 mg
- Plateau Ø 120 mm.

PRIX ATTRACTIF

