



## BALANCES OHAUS ÉLECTRONIQUES DE PRÉCISION "ADVENTURER SL"

- Grand affichage LCD rétro-éclairé
- Unités : mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, gn...
- Modes : comptage de pièces, pesée en %.
- Calibrage automatique externe
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Mode opératoire simple (seulement 2 touches)
- Crochet de pesée sous balance
- Alimentation piles et / ou secteur pour tous les modèles à l'exception du modèle 3100 g. à  $\pm 0,01g$ . sur secteur uniquement
- Housse de protection (en standard) pour tous modèles à l'exception du modèle 3100 g. à  $\pm 0,01g$ . (en option)
- Système anti-vol (en option)

### Précision 0,01 g

**733.700311.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 310 g
- Sensibilité : 0,01 g
- Plateau  $\varnothing$  120 mm.

**733.701500.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 1500 g
- Sensibilité : 0,01 g
- Plateau 149 x 162 mm.

**733.700610.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 610 g
- Sensibilité : 0,01 g
- Plateau 149 x 162 mm.

**733.703100.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 3100 g
- Sensibilité : 0,01 g
- Plateau 168 x 180 mm.

**PRIX ATTRACTIF**

### Précision 0,1 g

**733.700810.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 810 g
- Sensibilité : 0,1 g
- Plateau 149 x 162 mm.

**733.706100.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 6100 g
- Sensibilité : 0,1 g
- Plateau 149 x 162 mm.

**733.703101.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 3100 g
- Sensibilité : 0,1 g
- Plateau 149 x 162 mm.

**733.708100.02 ADVENTURER SL**

- Portée : 8100 g
- Sensibilité : 0,1 g
- Plateau 149 x 162 mm.

