



M I L I E U X D E C U L T U R E

Anaérocult IS

Réactif pour l'obtention d'une **atmosphère** permettant la culture des **anaérobies** strictes dans un sac d'incubation contenant **une galerie d'identification**.

Indicateur d'anaérobiose : Anaérottest en bandelettes indicatrices.

Pour germes anaérobies

**En sac d'incubation
pour 1 galerie
d'identification.**

145.016819.02 Merck 16819
emballage de 25 sachets
de réactif
et de 25 sacs d'incubation

Mis à jour en juillet 2003.

MCU006G01