

**Brillant green bile 2 %**

Bouillon lactosé bilié au vert brillant pour la recherche des **Coliformes**.

Dissoudre 40 g / l. Répartir en tubes munis de cloches de Durham. Stériliser à 120°C pendant 15 minutes.

Incubation pour les *Coliformes* 24 et 48 h à 30°C, pour les *Coliformes fécaux* et *Escherichia coli* 24 et 48 h à 44°C.

Tryptone ..... 10,0  
Bile de boeuf ..... 20,0  
Lactose ..... 10,0  
Vert brillant ..... 0,0133  
pH final : 7,2 ± 0,2 à 25°C

<b>550.150200.54</b>	ATL® 150200	500 g
<b>250.033762.54</b>	Biokar 002	500 g
<b>167.000007.54</b>	Difco 007	500 g
<b>145.005454.54</b>	Merck 5454	500 g
<b>112.064057.54</b>	Diagnostic Pasteur 64054	500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU017G01