

**Bromocrésol pourpre lactose agar**

Gélose lactosée au pourpre de bromocrésol pour l'**isolement** des ***Entérobactériacées***.

Dissoudre 29 g / l. Stériliser à 120° C pendant 20 minutes.

Incubation 18/24 h. à 37°C.

Peptone	5,0
Extrait de viande	3,0
Lactose	10,0
Pourpre de bromocrésol	0,025
Agar agar	11,0
pH final	6,8 ± 0,2

112.064447.54	Diagnostic Pasteur 64444
	500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU020G01