



Bromocrésol pourpre lactose bouillon

Pour le dénombrement des *Coliformes* dans les analyses d'**eaux**.

Dissoudre 12 g/l. Répartir en tubes munis de cloches de Durham. Autoclaver 20 minutes à 115°C.

Incubation 48 h à 30°C.

Peptone	5,0
Extrait de viande	2,0
Lactose	5,0
Pourpre de bromocrésol	0,025
pH final 6,9 ± 0,2	

112.064041.54	Diagnostic Pasteur 64044
	500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU021G01