

**Chapman mannité**

Gélose au mannitol, au chlorure de sodium et au rouge de phénol pour la recherche des *Staphylocoques*.

Dissoudre 108 à 111g/l . Autoclaver 15 minutes à 120°C.

Incuber 24 et 48 h à 37°C.

Peptone de viande ..... 10,0  
Extrait de viande ..... 1,0  
Chlorure de sodium ..... 75,0  
D (-) mannitol ..... 10,0  
Rouge de Phénol ..... 0,025  
Agar agar ..... 12,0 à 15,0

pH final 7,4 ± 0,2 à 25°C

<b>250.033787.54</b>	Biokar 030	500 g
<b>145.005404.54</b>	Merck 5404	500 g
<b>112.064137.54</b>	Diagnostic Pasteur	64134 500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU029G01