



Écouvillons prêts à l'emploi, irradiés avec neutralisant

MODÈLE avec PEPTONE SEL + NEUTRALISANT



423.009010.02 Écouvillon ATL® stérile, sous sachet unitaire
Peptone sel
+ **neutralisant**
carton de 100.

❑ CARACTÉRISTIQUES

- Sachet **stérilisé par irradiation** prêt à l'emploi comprenant :
 - 1 écouvillon.
 - +
- 1 tube contenant 3 ml de **Peptone sel** à 10% de **neutralisant**.
- **Sur chaque sachet** :
 - Date de péremption.
 - N° du lot.

❑ AVANTAGES

- **Prix attractif**
- **Économique** :
 - Suppression de la préparation du bouillon (pesage, mise en solution, agitation, conditionnement et stérilisation...).
- **Pratique** :
 - Sachet individuel prêt à l'emploi recommandé pour les prélèvements sur site.
- **Efficace** :
 - Le neutralisant ajouté à raison de 10% dans le Peptone sel permet d'éliminer les effets inhibiteurs dûs aux produits de désinfection (Ammoniums quaternaires, dérivés phénoliques, aldéhydes, dérivés halogénés, hexachlorophène, formol et éthanol).

MODÈLE avec RINGER + NEUTRALISANT

620.006210.02 Écouvillon stérile, sous sachet unitaire
Ringer
+ **neutralisant**
carton de 25.

❑ CARACTÉRISTIQUES

- Sachet **stérilisé par irradiation** prêt à l'emploi comprenant :
 - 1 écouvillon.
 - +
- 1 tube contenant 2,5 ml de **Ringer** à 10% de **neutralisant**.
- **Sur chaque sachet** :
 - Date de péremption.
 - N° du lot.



❑ AVANTAGES

- **Prix attractif**
- **Économique** :
 - Suppression de la préparation du bouillon (pesage, mise en solution, agitation, conditionnement, stérilisation...).
- **Pratique** :
 - Sachet individuel prêt à l'emploi recommandé pour les prélèvements sur site.
- **Efficace** :
 - Le neutralisant ajouté à raison de 10% dans le Ringer permet d'éliminer les effets inhibiteurs dûs aux produits de désinfection (Ammoniums quaternaires, dérivés phénoliques, dérivés halogénés, hexachlorophène, formol et éthanol).

* GABARIT INOX ATL 100 cm²

- ❑ Permet de **délimiter une surface** à prélever de **10 x 10 cm**.
- ❑ Possibilité de le passer à la flamme
- ❑ Poignée inox

Accessoire

607.005920.11 Gabarit inox ATL® de 10 x 10 cm avec poignée



* LINGETTES DÉSINFECTANTES

- ❑ Destinées à la **désinfection** et au nettoyage du **gabarit inox** présenté ci-dessus.
- ❑ Un seul passage abaisse la population de germes de 4 Log. selon NT T 72190 et NF T 72171.

Consommables

153.002465.80 Boîte distributrice de 70 lingettes (66 x 130 mm)
Sans obligation de rinçage

