



King agar B base

Pour la recherche et le dénombrement de *Pseudomonas fluorescens*.

Complément : glycérol

Dissoudre 35 g/l. Ajouter 10 ml de glycérine. Autoclaver 15 minutes à 120 °C.

Incubation 1 semaine à 37 °C.

Peptone de caséine	10,0
Peptone de viande	10,0
Sulfate de magnésium.....	1,5
Phosphate dipotassique	1,5
Agar	12,0
pH final 7,2 ± 0,1	

145.010989.54 Merck 10989 500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU057G01