



# M I L I E U X D E C U L T U R E

## Lactobacilli MRS bouillon

Même milieu que «**Lactobacilli MRS agar**» sans agar.

Dissoudre 55,3 g/l (Biokar, Difco) ou 52,2 g/l (Merck). Autoclaver 15 minutes à 120°C.

Incubation 48 h à 37 °C.

|                      |             |       |
|----------------------|-------------|-------|
| <b>250.033808.54</b> | Biokar 070  | 500 g |
| <b>167.000881.54</b> | Difco 881   | 500 g |
| <b>145.010661.54</b> | Merck 10661 | 500 g |

Mis à jour en décembre 2005.

MCU061G01