



## Letheen bouillon

Recommandé pour **neutraliser** les **traces de désinfectants** (phénoliques et ammoniums quaternaires) lors des prélèvements de surface.

### Préparation du milieu :

Dissoudre 25,7 g/l.  
Autoclavage à 121° C / 15 mn.

### Incubation :

24 à 48 h / 25° C.

### Conservation :

2° C à 8° C pour le bouillon préparé.

Peptone .....	10
Extrait de viande .....	5
Lécithine .....	0,7
Sorbitan monoléate .....	5
Sodium chlorure .....	5
pH final 7,0 ± 0,2 à 25° C.	

167.000681.54 Difco 681 500 g



**Voir aussi à  
Neutralisant**

Mis à jour en juillet 2003.

MCU064G01