



Malt agar

Gélose à l'extrait de malt pour la recherche des **Levures et Moisissures**.

Complément : acide lactique.

Dissoudre 45 g/l (48 g/l en Merck), ajuster le pH à 4,5 par addition d'une solution stérile d'acide lactique à 10 %.

Incubation 3/5 jours à 20/25 °C à la lumière.

Extrait de malt 30,0
Peptone de farine de soja
(Merck seulement) 3,0
Agar agar 15,0
pH final 5,5 ± 0,2 à 25° C.

250.033793.54	Biokar 045	500 g
167.000024.54	Difco 024	500 g
145.005398.54	Merck 5398	500 g



Mis à jour en juillet 2003.

MCU070G01