



## Orange serum agar

Pour l'isolement, la culture et le dénombrement des **germes résistants aux acides**, responsables de l'altération des jus de fruits et des concentrés de jus de fruits en particulier d'agrumes.

Dissoudre 42 g/l. Autoclaver 15 minutes à 115°C.

Incuber 3 à 5 jours à température optimale.

Peptone de caséine .....	10,0
Extrait de levure .....	3,0
Extrait d'orange.....	5,0
D (+) glucose.....	4,0
Hydrogénophosphate dipotassique ...	3,0
Agar agar .....	17,0
pH final	5,5 ± 0,1

145.010673.54 Merck 10673 500 g

Mis à jour en juillet 2003.

MCU083G01