



# M I L I E U X D E C U L T U R E

## Peptone sel = Tryptone sel

**Diluant** pour le lait, les produits laitiers et les autres **produits alimentaires**.

Dissoudre 9,5 g/l (Biokar) ou 1 comprimé Merck dans 250 ml. Autoclaver 15 minutes à 120°C.



Peptone de caséine (Tryptone) ... 1,0  
Chlorure de sodium ..... 8,5  
pH final 7,0 ± 0,2 à 25°C

### Pour le prêt à l'emploi :

- Conservation, température ambiante.

<b>250.033774.54</b>	Biokar 014	500 g
<b>145.012535.54</b>	Merck 12535	500 g
<b>145.015421.02</b>	Merck 15421 Pack de 100 comprimés	
<b>747.073430.02</b>	ATL® 6 flacons Twist-off de 900 ml	
<b>747.032430.02</b>	ATL® 10 flacons de 90 ml	
<b>747.038430.02</b>	ATL® 10 flacons de 99 ml	
<b>747.023430.02</b>	ATL® 100 tubes de 9 ml	

Mis à jour en mars 2004.

MCU093G03