



## Acétonitrile

$C_2 H_3 N$

P.M. : 41,05



R : 11-20/21/22-36  
S : 16 - 36/37

**Pour la CLHP** : pourcentages garantis de transmission pour la détection en U.V. (cuve : 1 cm, témoin : eau) : 90 % à 205 nm - 98 % à partir de 225 nm.

**182.020059.67** Prolabo 20.059.326 - 2,5 l

Densité 0,781 à 0,783  
Pureté 99,8 min. - Eau 0,1 % max.

Mis à jour en juillet 2003.

PCH002G01