



# PRODUITS CHIMIQUES

## Actigel

**Absorbant de l'humidité** ce gel de silice constitue un excellent déshydratant pour **dessiccateur**, non déliquescent ni corrosif. Imprégné de **chlorure de cobalt** il vire du bleu au rose au fur et à mesure qu'il se charge d'humidité. Il peut être régénéré par chauffage à 170° C. environ.



T R : 49-52/53  
S : 53 - 22 - 45 - 61



Voir aussi  
à Dessiccateur

AVEC  
COBALT

180.027615.60 Actigel déshydratant micro-poreux avec indicateur coloré - 1 kg

Mis à jour en juillet 2008.

PCH024G02