




Cuivre II sulfate

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

P.M. : 249,68

Pour analyses
teneur min. 99 %

 **R** : 22-36/38
S : 26

En solution à 4 % pour le dosage
du lactose = liqueur de Fehling A

145.002790.47 Merck 2790 - 250 g

145.002790.60 Merck 2790 - 1 kg

180.023174.47 Prolabo Normapur
23.174.233 - 250 g

180.031963.60 Prolabo 31.963.291
- 1 l

Mis à jour en juillet 2003.

PCH069G01