

La nouvelle Entris[®].
Le poids et rien d'autre.



La nouvelle Entris®. Le poids et rien d'autre.

Profitez de la fiabilité et de la qualité d'une balance Sartorius en ne payant que les fonctions dont vous avez vraiment besoin.

La nouvelle Entris® a été spécialement conçue pour atteindre des résultats de pesée efficaces et fiables dans votre travail quotidien. L'interface utilisateur simple et structurée de façon claire, avec son affectation de touches logique et son excellente précision de lecture, sont autant de caractéristiques optimales pour un fonctionnement sûr.

Nettoyage facile

Les vitres coulissantes latérales et supérieure ainsi que les éléments en acier inoxydable amovibles de la chambre de pesée, permettent un nettoyage en profondeur de la balance Entris®.



Ajustage interne

Certains modèles (voir caractéristiques techniques jointes) sont également dotés d'une fonction d'ajustage interne motorisée, pour une meilleure précision de pesée et une utilisation pratique.





Grande précision

Le système de pesage monolithique assure une grande précision de mesure à long terme et incarne la fiabilité et la qualité qui ont fait la réputation des balances Sartorius.



Applications standard

Entris® vous assiste dans votre travail quotidien avec des applications standard intégrées : pesée d'animaux, détermination de masse volumique, comptage, conversion ou pourcentage.



Utilisation conviviale

Excellente lisibilité grâce à l'écran rétroéclairé à fort contraste. Navigation simple grâce aux touches de fonction et à l'indicateur de niveau facile à lire, permettant une utilisation rapide et conviviale.



Caractéristiques techniques d'Entris®

Modèle	Étendue de pesée (g)	Précision de lecture (mg)	Répétabilité (mg)	Linéarité (mg)	Durée de stabilisation typique (s)	Taille du plateau de pesée (mm)	Dimensions D x L x H (mm)	Étalonnage
Balances d'analyse								
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interne
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Externe
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interne
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Externe
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interne
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Externe
Balances de précision								
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Interne
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Externe
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Interne
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Externe
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Interne
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Externe
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Interne
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Externe
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Interne
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Externe
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interne
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Externe

Consultez la liste d'accessoires d'Entris® pour connaître les options disponibles.



◀ www.sartorius.com

France & Suisse Romande
Sartorius France S.A.S.
ZI Les Paluds
Avenue de Jouques – CS 31090
13781 Aubagne Cedex
Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Germany
Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289