

Les **bains-marie HUMEAU** avec couvercle pupitre offrent aux utilisateurs un maintien de température constante des échantillons. La gamme couvre 3 volumes : 12, 22 et 40 litres avec pompe à circulation. Ils peuvent être programmés pour permettre un démarrage différé.

Avantages :

- ▶ Couvercle pupitre articulé.
- ▶ Passage d'une sonde externe de 5 mm.
- ▶ Adapté pour les tubes et butyromètres.



WB12



WB22



WB40

Caractéristiques techniques

Réf	Modèles	Volume (L)	Dimension intérieur (mm)	Dimension extérieur (mm)	Puissance générale (W)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Tarif HT
Bains-marie VERSION BASIC								
042.100100.10	WB12	12	280 x 215 x 150	480 x 310 x 375	900	230	12	412,00 €
042.100100.00	WB22	22	480 x 280 x 150	680 x 365 x 395	1 100	230	18	700,00 €
Bains-marie VERSION AVEC POMPE								
042.100100.01	WB22 Pump	22	480 x 280 x 150	680 x 365 x 395	1 100	230	18	762,00 €
042.100100.02	WB40 Pump	40	650 x 400 x 150	830 x 460 x 385	2 200	230	28	1 300,00 €

2 VERSIONS

Version basic

- + Température : ambiance +5 à +100°C
- + Démarrage différé
- + Disponible en 12 et 22 litres



Version avec pompe

- + Température : ambiance +5 à +85°C
- + Pompe à circulation
- + Meilleure répartition, rapide et uniforme des températures
- + Démarrage différé
- + Disponible en 12 et 22 litres

Accessoires



Portoir 20 tubes de 18 mm de diamètre



Portoir pour 8 butyromètres

Portoirs pour tubes

Références	Description	Tarif HT
042.100100.03	Portoir 20 tubes de diamètre 13 mm. Pour bains-marie WB12, WB22 et BW40 Pump.	35,00 €
042.100100.04	Portoir 5 tubes de diamètre 31 mm. Pour bains-marie WB12, WB22 et WB40 Pump.	35,00 €
042.100100.05	Portoir 8 biberons de diamètre 56 mm. Pour les bains-marie WB12, WB22 et WB40 Pump.	135,00 €
042.100100.06	Portoir 5 poches de sang.	170,00 €
042.410018.12	Portoir 20 tubes de diamètre 18 mm. Pour bains-marie WB12, WB22 et WB40 Pump.	35,00 €

Portoirs pour butyromètres

Références	Description	Tarif HT
042.100100.07	Plaque de fond pour bains-marie WB12.	75,00 €
042.100100.08	Plaque de fond pour bains-marie WB22.	90,00 €
042.100100.12	Portoir pour 8 butyromètres. Adapté aux bains-marie WB12.	80,00 €
042.100100.09	Portoir pour 20 butyromètres. Adapté aux bains-marie WB12.	90,00 €

Nos équipes commerciales sont à votre disposition pour tous renseignements.