

TOP
S
P
O



HANDZENTRIFUGE Centrifugeuse Manuelle

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



Hettich

ZENTRIFUGEN

w w w . h u m e a u . c o m

HANDZENTRIFUGE



Centrifugeuse manuelle sans entretien ne nécessitant aucune alimentation électrique

Flexible et pratique, cette centrifugeuse manuelle peut être fixée facilement à n'importe quel plan de travail ou paillasse à l'aide d'un dispositif de serrage et fonctionne sans alimentation électrique. Grâce à son mécanisme autolubrifiant, elle ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Deux rotors différents peuvent être utilisés :

le rotor **1014**, qui permet de centrifuger des tubes coniques de 15 ml (réf. 0515, non gradués ou réf. 0516, gradués) à une ACR de 1 298, et

le rotor **1025**, dans lequel de nombreux tubes de prélèvement, y compris ceux à fond rond, allant jusqu'à 15 ml peuvent être logés. La longueur des tubes ne doit pas dépasser 125 mm et le diamètre 17 mm.



représentée avec le rotor 1014
↘ 90°

représentée avec le rotor 1025
↘ 50°

ROTORS	4 places	4 places
Capacité max.	4 x 15 ml ^{*)}	4 x 15 ml
RPM max.	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
ACR max.	1.298	1.077
Réf.	1014	1025

^{*)} seulement conique

HANDZENTRIFUGE

Centrifugeuse manuelle, sans rotor	
Dimensions (h x l x p)	285 x 140 x 175 mm
Poids	env. 0,8 kg
Réf.	1011

Hettich

LAB TECHNOLOGY

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

Laboratoires
Humeau

w w w . h u m e a u . c o m