

Enterolert®-E

Un test simple pour détecter les entérocoques dans l'eau en 24 heures



Enterolert-E donne une réponse fiable et quantifiable en 24 heures sur la présence d'une contamination par des entérocoques :

- Des résultats confirmés en 24 heures, deux fois plus rapidement qu'avec la méthode ISO 7899-1
- Moins d'étapes de manipulation : aucune filtration, aucun transfert, aucune confirmation requise
- Des résultats équivalents à la méthode ISO 7899-1 concernant le dénombrement des entérocoques dans les eaux de baignade

Distribué par :



Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

Facile

- Milieux prêts à l'emploi
- Aucun autoclavage
- Aucune colonie à compter
- Aucune verrerie à nettoyer

Rapide

- Temps de manipulation inférieur à 1 minute
- Résultats confirmés en 24 heures – plus rapide qu'avec l'ISO 7899-1

Précis

- Détecte un seul entérocoque viable par échantillon
- Quantifie jusqu'à 2419 entérocoques pour 100 mL sans recours à des dilutions (Quanti-Tray-2000)
- Élimine l'interprétation subjective propre aux méthodes traditionnelles

Rentable

- Frais d'équipement réduits de 75 % comparativement à la filtration sur membrane
- Des pertes limitées du fait d'une durée de conservation des réactifs de 12 mois
- Plus d'espace dans vos incubateurs du fait d'une incubation réduite à 24 heures

Defined Substrate Technology®

Enterolert®-E fait appel à la technologie brevetée d'IDEXX Defined Substrate Technology (DST) pour détecter les entérocoques dans l'eau.



Enterolert-E utilise un nutriment comme indicateur. Lorsque les entérocoques métabolisent le substrat, une émission de fluorescence est visible. DST améliore la précision et évite l'utilisation de substances toxiques comme l'azide de sodium utilisé dans la méthode traditionnelle.

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m