

Hettich

INCUBATEUR POUR LABORATOIRE
DE BACTÉRIOLOGIE / MICROBIOLOGIE

HETTCUBE



Utiliser intelligemment
un espace précieux

Ses avantages :


- Faible encombrement (0.6 m²) avec une capacité de chargement maximale
- Dimensions extérieures permettant de passer toutes les portes (71 cm de largeur / 199 cm de hauteur)
- Technologie de l'Air Pulsé : combinaison de la convection naturelle et de la convection forcée
- Silencieux (<44 dB(A))
- Isolation ultra performante
- Faible consommation électrique (0.05 kWh à +37°C)
- Porte à fermeture assistée avec joint magnétique, possibilité d'inversion d'ouverture de porte (droite/gauche)
- Sécurité avec sauvegarde des paramètres en cas de panne de courant
- Passage de câble en standard
- Sur pieds et sur roulettes (modèles 400 et 600)
- Certifié IvD

Sa capacité maximale en tubes BK ou boîte de pétri 90mm :

	Tubes de Lowenstein	Boîte de pétri 90mm
HettCube 200 200 R	588 tubes	360 boîtes
HettCube 400 400 R	1428 tubes	900 boîtes
HettCube 600 600 R	2520 tubes	1800 boîtes



1/2 plateau pour 90 boîtes 90mm



Grille inclinée 5° pour 84 tubes BK

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe Hettich France
sur info-fr@hettichlab.com