



Le nouveau standard standard d'humidité SAL-F est une solution insaturée qui permet de compléter l'offre des SAL-T déjà existante chez Novasina.

Le SAL-F permet d'accélérer le contrôle et l'ajustage de votre aw-mètre avec des temps d'équilibre plus rapide. Le temps d'ajustage avec le nouveau standard passe à 7 minutes environ.

SPECIFICATIONS

SAL-F11, standard d'humidité 11,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2086	Humeau : 100417
SAL-F33, standard d'humidité 32,8%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2087	Humeau : 100418
SAL-F58, standard d'humidité 57,6%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2088	Humeau : 100419
SAL-F75, standard d'humidité 75,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2089	Humeau : 100420
SAL-F84, standard d'humidité 84,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2090	Humeau : 100421
SAL-F90, standard d'humidité 90,1%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2091	Humeau : 100422
SAL-F97, standard d'humidité 97,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2092	Humeau : 100423

Informations importantes :

Les Sels SAL-F sont compatibles avec le LabMaster-aw neo, le LabTouch-aw et le LabSwift-aw.

Le conditionnement unitaire est la livraison de 50 sels avec un carte RFID.

L'utilisation des sels SAL-F nécessite l'achat du Kit SAL-F starter une première fois.

KIT DE DEMARRAGE SAL-F

Référence : 260-2148 Humeau : 100424

TAMPONS SAL-F (DISQUE PAPIER 10x20pcs

Référence : 260-2150 Humeau : 100425



Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
 44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
 t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
 commercial@humeau.com

