

VARIOKLAV®

VARIOKLAV®
BlueLine.



PREMIÈRE MONDIALE
NOUVELLES FONCTIONS ESSENTIELLES

BlueLine Stérilisateur à vapeur

AUTOCLAVES PERFORMANTS POUR
LES LABORATOIRES, LES CABINETS
MÉDICAUX ET LES CLINIQUES

La gamme VARIOKLAV BlueLine propose des stérilisateur à vapeur de haute qualité, parfaitement équipés pour toutes les tâches de routine d'un laboratoire de microbiologie : autoclaver des liquides, des solides ou des milieux de culture de manière sûre, précise, validable et reproductible. Nos stérilisateur à vapeur fonctionnent rapidement et de manière fiable et offrent beaucoup de place pour les instruments et les objets encombrants à stériliser.



☉ EXIGEANT ☉ INCROYABLE ☉ SÉDUISANT

Autoclaves sur pieds d'une capacité de 75 à 175 litres, les appareils de table avec capacités de 25 à 195 litres.

TOUS LES AVANTAGES

- Génération de vapeur - directe ou séparée
- Barrière thermique pour les liquides
- Alimentation autonome en air comprimé
- Faible consommation d'eau d'alimentation malgré un débit élevé
- Chambre de stérilisation facile à nettoyer sans éléments chauffants internes ni eau d'alimentation
- Construction mince
- Possibilité d'équipement en option avec des modules d'élévation, de vide, de refroidissement, de séchage, de filtration et de documentation et des modules de thermorégulation des fluides.
- Tous les composants de nos stérilisateur sont optimisés pour une durée de vie la plus longue possible

Disponible avec des accessoires VARIOKLAV® adaptés tels que paniers, plateaux, agitateurs magnétiques, élévateurs, rouleaux, paniers grillagés, paniers d'insertion et paniers en tôle, collecteurs de condensat, et des dispositifs d'accrochage.

VARIOKLAV®
BlueLine.

APPAREILS VERTICAUX

Nos VARIOKLAV offrent le plus grand volume utile possible pour un encombrement minimal. La faible hauteur de travail permet à l'utilisateur de charger et de décharger l'autoclave confortablement par le haut.

La production de vapeur s'effectue au choix directement dans la chambre utile ou séparément. La chambre de stérilisation est exempte d'éléments chauffants et d'eau d'alimentation. L'alimentation en air comprimé pour le circuit de commande des joints, le verrouillage de sécurité et les vannes de réglage pneumatiques se fait de manière autonome.

PREMIÈRE MONDIALE
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
ESSENTIELLES

ÉCRAN DE COMMANDE TACTILE

La commande via le nouvel écran tactile est intuitive et confortable. Des symboles clairs et symboles de commande simples, des programmes de stérilisation préconfigurés ou des programmes personnalisés adaptés permettent un processus de stérilisation validé.

- Écran tactile multipoint de 10 pouces
- 16 programmes, y compris le calcul de la valeur F0
- Télémaintenance
- Gestion des utilisateurs
- Mémoire interne de l'appareil (1 Go)

NOUVEAU
ÉCRAN DE
COMMANDE TACTILE
DISPONIBLE À PARTIR
L'AUTOMNE 2022
NOUVEAU



APPAREILS HORIZONTAUX

Les appareils de table VARIOKLAV® séduisent par leur capacité exceptionnelle pour un encombrement minimal : Nos autoclaves de table compacts sont équipés de portes pivotantes peu encombrantes.

Grâce à la construction particulièrement peu encombrante, ni les éléments de chauffage ni l'eau d'alimentation se trouvent à l'intérieur de l'espace utile, ce qui permet un nettoyage particulièrement facile de la chambre.

L'autoclave de table peut être placé à presque n'importe quelle hauteur, ce qui permet un chargement et un déchargement confortables de la chambre de stérilisation.

Capacité maximale

Faible hauteur de chargement

Construction peu encombrante

Chargement/déchargement rapide



OPTIONS DE MODULES

Les autoclaves BlueLine peuvent être équipés de nombreuses options de modules :

Choisissez entre les modules pour le refroidissement par retour et le refroidissement rapide par retour, le pré-vide et le séchage sous vide, la stérilisation sans émission, la documentation du processus et le contrôle de la température du fluide afin d'adapter votre autoclave de manière optimale à vos besoins.



VARIOKLAV MODULES



Refroidissement et
refroidissement rapide



Pré-vide et
Séchage sous vide



Stérilisation sans
émission



Processus
documentation



Contrôle de la
température du fluide



BlueLine - Appareils verticaux		75 S	100 S	135 S	155 S	175 S
Volume utile	l	75	100	135	155	175
Dimensions utiles (Ø/L)	mm	400/600	400/800	500/700	500/800	500/900
Dimensions extérieures (L/P/H)	mm	500/650/1000	500/650/1200	600/750/1050	600/750/1150	600/750/1250
Poids de l'appareil de base	kg	140	160	170	190	210
Température de fonctionnement	°C	98° - 135° optional 140°				
Pression maximale de service/vide	bar	4,0/-1				
Générateur de vapeur volume	l	6,0		8,0		
Boîtier		revêtement par poudre				
Valeur de raccordement/puissance de chauffage	kW	4,8/4,5		7,8/7,5		
N° de commande		51024301	51902900	51024302	51902901	51902902

BlueLine - Appareils horizontaux		65 T	75 T	100 T	135 T	155 T	175 T	195 T
Volume utile	l	65	75	100	135	155	175	195
Dimensions utiles (Ø/L)	mm	330/630	400/600	400/800	500/700	500/800	500/900	500/1.000
Dimensions extérieures (L/P/H)	mm	520/700/850	540/810/780	540/1.010/780	640/890/880	640/990/880	640/1.090/880	640/1.190/880
Poids de l'unité de base	kg	150	150	170	180	205	210	220
Température de fonctionnement	°C	134°	98° - 135° optional 140°					
Pression maximale de service/vide	bar	-1/3	4,0/-1					
Générateur de vapeur volume	l	6,4	6,4	6,4	8,2	8,2	8,2	8,2
Boîtier		revêtement par poudre						
Puissance de chauffage	kW	9	4,5	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5
N° de commande		51024307	51024303	51902903	51024304	51902904	51902905	51902906