

Nouvel analyseur d'humidité MA37 Rapide - Compact - Précis



Un partenaire fiable pour les tâches de routine

Le MA37 est un analyseur d'humidité nouvelle génération dans la lignée du célèbre MA35. Facile à utiliser, le MA37 offre des résultats rapides et précis. Le concept BetterClean de cet appareil compact assure un nettoyage sans effort. Le voyant d'état facilite le suivi de l'état actuel de la mesure.

Le MA37 convient donc parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d'un analyseur d'humidité rapide et fiable, facile à utiliser et à nettoyer.

Mesures rapides

Affichage de l'état des mesures

Fonctionnement convivial

Nettoyage facile





sartorius

%

Moisture in %M

100% 2-24

START

Un partenaire fiable pour les tâches de routine

Le MA37 est un analyseur d'humidité nouvelle génération dans la lignée du célèbre MA35. Facile à utiliser, le MA37 offre des résultats rapides et précis. Le concept BetterClean de cet appareil compact assure un nettoyage sans effort. Le voyant d'état facilite le suivi de l'état actuel de la mesure.

Le MA37 convient donc parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d'un analyseur d'humidité rapide et fiable, facile à utiliser et à nettoyer.

Mesures rapides

Grâce à ses éléments chauffants haute performance, le MA37 chauffe rapidement, pour des mesures en un temps record.

Affichage de l'état des mesures

Le voyant d'état indique l'état actuel de la mesure : « running | START » (en cours | MARCHE), « process finished | STOP » (processus terminé | ARRÊT), « analyzer OFF » (analyseur arrêté) ou « error » (erreur). Il est visible jusqu'à 10 mètres de distance.

Fonctionnement convivial

L'interface utilisateur intuitive, comprenant un écran tactile et un menu facile à comprendre, simplifie considérablement l'utilisation du MA37.

Nettoyage facile

Le concept BetterClean permet à l'utilisateur de nettoyer facilement et en profondeur les parties de l'instrument. En outre, le module chauffant et la tablette de la chambre d'échantillonnage sont amovibles et peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Mesures rapides

Affichage de l'état des mesures

Fonctionnement convivial

Nettoyage facile



Caractéristiques techniques

Capacité de pesage max.	70 g
Répétabilité type	À partir d'un poids d'échantillon initial d'env. 1 g : $\pm 0,2 \%$ pour un poids d'échantillon initial d'env. > 5 g : $\pm 0,05 \%$
Précision de lecture	1 mg, 0,01 %
Quantité d'échantillon type	5 - 15 g
Affichage des valeurs	Taux d'humidité en % M et % g matière sèche en % S et g relation en % M/S
Plage de température et paramètres	40 °C - 160 °C, par incréments de 1 degré Température de veille sélectionnable de 40 à 100 °C
Chauffage de l'échantillon	Chauffage à infrarouge à l'aide d'un tube métallique chauffant
Programmes de chauffage	Dessiccation standard, dessiccation douce
Paramètre d'arrêt	Entièrement automatique, semi-automatique, manuel et avec paramètres de minuterie
Accès à la chambre d'échantillonnage	Capot amovible avec grand angle d'ouverture, mécanisme d'ouverture SoftClose
Programme de mesure	1 programme enregistré dans une mémoire non-volatile (libre choix des paramètres de méthode)
Mémoire pour le stockage des données	Résultats enregistrés jusqu'au lancement de la mesure suivante
Inspection des échantillons	Chambre d'échantillonnage à DEL, fenêtre d'inspection avec grille au-dessus du capot
Interface	Mini USB, détection automatique d'imprimante, transfert direct vers les programmes Microsoft®
Dimensions du boîtier (L x P x H)	215 x 400 x 210 mm
Poids	Env. 6,2 kg

Accessoires

6965542	Coupelles à usage unique, 80 pièces, aluminium, \varnothing 90 mm
6906940	Coupelle en fibre de verre pour l'analyse des échantillons pâteux et gras, qualité rigide, 80 pièces, \varnothing 90 mm
6906941	Coupelle en fibre de verre pour l'analyse des échantillons liquides et gras, qualité souple, 200 pièces, \varnothing 90 mm
YHP01MA	Coupelles de test de performance ReproEasy, 10 pièces, pour les tests de performance visant à vérifier la répétabilité de l'analyseur
YCW452-AC-02	Poids d'ajustage externe, 30 g, $\pm 0,3$ mg avec certificat du DKD
YDP40	Imprimante standard
YDP30	Imprimante de laboratoire GLP haut de gamme
YCC03-D09	Câble adaptateur pour brancher l'imprimante YDP20-OCE

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Franzosengrabén 12
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde
Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation & Ukraine

LLC "Sartorius ICR"
and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg
Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QJ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

America

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP - Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México
Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China
Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl, Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
4th Fl, Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

