



MultiLab® Pro IDS

La **solution tout-en-un** pour tous les paramètres électrochimiques avec jusqu'à **4 mesures parallèles**

pH

ORP

COND

DO

ISE*

TURB

2 Compatible avec un LIMS

- Intégration dans les systèmes existants
- Transfert de données

3 Conforme aux normes GXP

- Conforme aux BPL
- Conforme aux BPF
- Conforme à la 21 CFR Part 11
- Version d'essai disponible

1 Intuitif et convivial

- Méthodes prédéfinies
- Documentation automatisée
- Sauvegarde des métadonnées

4 Jusqu'à 4 paramètres simultanément

- pH
- ORP
- Température
- Conductivité
- Oxygène diss.
- ISE (à venir)
- Turbidité

5 Compact et efficace

- Écran tactile 7 pouces
- 197 x 161 x 70 mm
- Antidérapant
- IP 54
- Verre tactile spécial utilisable avec des gants
- Résistant aux produits chimiques (alcool et désinfectants)

