



# Vacuum Pump V-100

## Source de vide économique

La V-100 est une pompe à vide économique, chimiquement résistante et compacte. Elle couvre les besoins essentiels en termes de production de vide.



### Économique

Conçue pour répondre aux besoins essentiels



### Confortable

Poids réduit et design compact



### Fiable

Grande longévité grâce à l'utilisation de matériaux de qualité élevée



## V-100: Aperçu des avantages les plus importants



### Économique

- Source de vide efficace pour budgets limités
- Faible encombrement sauvegardant un espace précieux dans le laboratoire
- Convient pour de multiples applications :
  - Évaporation
  - Séchage et concentration
  - Aspiration et filtration



### Confortable

- Poids réduit et design compact avec poignée de transport intégrée
- Temps de service élevés compte tenu du peu d'entretien requis
- Régulation de vide précise grâce à une interface optionnelle



### Fiable

- Extrêmement résistante chimiquement grâce à des matériaux de qualité
- Longévité maximale grâce à :
  - Conception robuste et stable
  - Mode ECO<sup>2</sup> intégré

## Complétez votre gamme de produits



Rotavapor®  
R-100  
Évaporation  
économique



Interface  
I-100  
Régulation de vide  
économique



Recirculating Chiller  
F-100 / F-105  
La méthode de refroidissement la plus simple



Multivapor™  
P-6 / P-12  
Évaporation efficace  
pour plusieurs  
échantillons

