



Série TL23

Turbidimètres de laboratoire

Le turbidimètre TL23 est un élément essentiel de votre programme de contrôle qualité et de conformité. Le service Hach® vous permet de vous assurer que votre instrument offre des performances optimales pour vous fournir les mesures de turbidité précises dont vous avez besoin.

Avantages du service

- Garantit la précision et la fiabilité des mesures de turbidité essentielles
- Détecte et évite les problèmes susceptibles de dégrader les performances ou de réduire la durée de vie de l'instrument
- Fournit de la documentation pour soutenir votre programme de gestion de la qualité et de conformité
- Les instruments de prêt garantissent la continuité des mesures pendant un service de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe pour de nombreux problèmes

Temps d'entretien annuel moyen : jusqu'à 1,5 heure
Fréquence d'entretien recommandée : 1 fois / an

Tâches de maintenance essentielles effectuées

Routine :

- Nettoyage et inspection visuelle du boîtier, de l'ensemble de filtre et du puits de mesure
- Remplacement de la lampe (version EPA uniquement)
- Mise à jour du micrologiciel vers la dernière version
- Etalonnage avec des étalons StablCal certifiés

Avancé :

- Remplacement de la lentille (version EPA uniquement)
- Contrôle matériel pour vérifier les performances du système et le fonctionnement des composants
- Délivrance d'un rapport d'entretien et d'un certificat de performances pour documenter la gestion de la qualité et la conformité

Pièces remplacées pendant la maintenance (version EPA uniquement)

N° de pièce	Description	Qté	Fréquence
9659000	Lampe	1	36 mois
4705100	Lentille	1	12 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre pour le remplacement sont incluses dans un contrat d'assistance Hach à la fréquence recommandée, tant que le contrat est renouvelé (version EPA uniquement). Les réparations sont réalisées au sein des ateliers Hach uniquement. Instruments de prêt sous réserve de disponibilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fr.hach.com/service